

Mini-balance électronique

exactitude	portée	plateau
0,1 g	200 g	Ø 80 mm



- fonction de pesée additionnelle
- auto-extinction après 3 minutes
- dim. : Ø80 x 14 mm / 50 g
- livrée avec un étui circulaire de protection
- alimentation : 2 piles LR44

portée	résolution	référence	Prix HT
200 g	0,1 g	LB150	

Mini-balances en étui

exactitude	portée	plateau
0,01 à 1 g	60 g à 1 kg	80 x 70 mm



- fonction de pesée additionnelle
- étalonnage externe
- auto-extinction après 4 minutes
- dim. (lpxh) : 85 x 130 x 25 mm / 180 g
- alimentation : 2 piles 1,5 V (incluses)

portée	résolution	référence	Prix HT
200 g	0,1 g	LB115	

Mini-balances en étui avec calculatrice

exactitude	portée	plateau
0,01 à 1 g	60 g à 1 kg	80 x 70 mm



- calculatrice électronique intégrée dans le couvercle
- étalonnage externe
- fonction de pesée additionnelle
- auto-extinction après 4 minutes
- dim. (lpxh) : 85 x 130 x 25 mm / 180 g
- alimentation : 2 piles 1,5 V (incluses)

portée	résolution	référence	Prix HT
60 g	0,01 g	LB105	
150 g	0,1 g	LB110	
320 g	0,1 g	LB120	
1000 g	1 g	LB130	

Mini-balance avec écran rétroéclairé bleu

exactitude	portée	plateau inox
0,1 g	150 g	Ø 60 mm



- affichage LCD rétroéclairé bleu, h. 9 mm
- auto-extinction après 2 min. (rétro-éclairage après 1 min)
- couvercle de protection anti-poussière et protégeant les touches de la balance
- plateau inox : 60 x 64 mm
- dim. : 67 x 100 x h22 mm, 100 g
- alim. : 2 piles 1,5 V type AAA



portée	résolution	référence	Prix HT
150 g	0,1 g	TEE150	

Balances suspendues

exactitude	portée
5 à 10 g	5 à 50 kg



- fonction hold : fige l'affichage pour faciliter la lecture
- poignée de maintien
- pesée d'animaux
- affichage LCD h12 mm
- 3 unités de mesure
- crochet en acier inoxydable
- dim. (lpxh) : 70 x 25 x h105 mm (195 mm avec crochet), 150 g
- alim. : 2 piles 1,5 V, autonomie : 180 h
- auto-extinction après 5 minutes sans utilisation



portée	résolution	référence	Prix HT
5 kg	5 g	LB830	
10 kg	10 g	LB840	
accessoire			
Plateau de tare Ø290 x 45 mm, 300 g LB990			

Balances suspendues

exactitude	portée
20 à 100 g	15 à 50 kg



- fonction hold : fige l'affichage pour faciliter la lecture
- poignée de maintien
- pesée d'animaux
- affichage LCD h. 11 mm
- 4 unités de mesure
- crochet en acier inoxydable
- dim. (lpxh) : 90 x 30 x h175 mm (270 mm avec crochet), 250 g
- alimentation : 1 x 9 V
- auto-extinction après 3 minutes sans utilisation



portée	résolution	référence	Prix HT
15 kg	20 g	LB910	
50 kg	50 g	LB930	
50 kg	100 g	LB925	
accessoire			
Plateau de tare Ø290 x 45 mm, 300 g LB990			