


- gaz naturel : méthane
- gaz liquide : butane et propane
- multigaz : pour tout type de gaz (naturel ou liquide)

Becs Bunsen à raccord cannelé ou à vis




- bec en laiton nickelé, base en acier chromé
- robinet à vis
- régulateur d'air et stabilisateur




dimensions	gaz	référence	Prix HT
becs avec raccord cannelé simple [1]			
Ø 18 x 125 mm	butane / propane	SML234	
Ø 18 x 125 mm	naturel	SML235	
becs avec raccord cannelé double [2] + raccord à vis 1/2" [3]			
Ø 18 x 125 mm	butane / propane	LC1410	
Ø 18 x 125 mm	naturel	LC1420	

Becs Bunsen haut à raccord cannelé ou à vis



- bec en laiton nickelé, base en acier chromé
- robinet à vis
- régulateur d'air et stabilisateur de flamme



dimensions	gaz	référence	Prix HT
becs avec raccord cannelé simple [1]			
Ø 18 x 150 mm	multigaz	SML001	
becs avec raccord à vis 1/2" [2]			
Ø 18 x 150 mm	butane / propane	LC1510	
Ø 18 x 150 mm	naturel	LC1520	

Becs Teclu multigaz à raccord cannelé


Pour tout type de gaz

- pour tout type de gaz : naturel ou liquide (butane, propane)
- robinet à vis
- stabilisateur de flamme
- bec en laiton nickelé, base en acier chromé




dimensions	gaz	référence	Prix HT
Ø 13 x 165 mm	multigaz	SML007	
Ø 16 x 165 mm	multigaz	SML008	

Becs Bunsen de sécurité




- capteur de température et de contrôle de la flamme placé directement dans la flamme et relié à une vanne de sécurité placée dans le circuit d'arrivée de gaz
- interruption de l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme
- temps de réponse du capteur : < 60 s.
- pression d'alimentation en gaz : 200 à 300 mm




dimensions	gaz	référence	Prix HT
becs de sécurité avec raccord cannelé simple [1]			
Ø 11 x 140 mm	naturel	LC1110	
Ø 11 x 140 mm	butane / propane	LC1120	
Ø 11 x 150 mm	multigaz	LC1130	
becs de sécurité avec raccord à vis 1/2" [2]			
Ø 11 x 140 mm	naturel	LC1210	
Ø 11 x 140 mm	butane / propane	LC1220	
Ø 11 x 150 mm	multigaz	LC1230	

Becs Bunsen avec veilleuse



- en laiton nickelé, base en acier chromé
- régulateur d'air et stabilisateur de flamme
- la veilleuse assure un débit de gaz minimum, même robinet fermé

Raccord cannelé double



dimensions	gaz	référence	Prix HT
becs avec raccord cannelé double [1] + raccord à vis 1/2" [2]			
Ø 11 x 130 mm	propane	LC1310	
Ø 11 x 130 mm	naturel	LC1320	

Becs Meker multigaz à raccord cannelé

Pour tout type de gaz

- pour tout type de gaz : naturel ou liquide (butane, propane)
- bec en laiton nickelé, base en acier chromé
- tête perforée : flamme homogène, stable et régulière
- robinet à vis et régulateur d'air



dimensions	gaz	référence	Prix HT
Ø 20 x 170 mm	multigaz	SML004	
Ø 25 x 180 mm	multigaz	SML005	
Ø 30 x 180 mm	multigaz	SML006	