

Centrifugeur HETTICH® EBA270

6 x tubes de prélèvement

Directive 98/79/CE

DMDIV

- ▶ "tout-en-un" : ensemble des accessoires inclus
- ▶ centrifugation à 90° pour tubes à gel

- minuterie programmable de 1 à 99 min ou fonctionnement en continu
- affichage digital éclairé : vitesse, temps
- fonction "pulse" : centrifugation instantanée chronométrée
- boîtier en plastique lisse
- couvercle métallique
- cuve en acier spécial inoxydable emboutie sans soudure

Sécurité

- verrouillage automatique électrique du couvercle
- dispositif d'ouverture d'urgence
- sécurité anti-balourd

Étoile libre unique et universelle

- rotor libre : obtention de meilleurs résultats de séparation lors de l'utilisation de tubes de prélèvements avec gel séparateur des différents composants



vitesse réglable	de 500 à 4000 tr/min
paliers	100 tr/min
accélération max.	2254 g
capacité / livré avec	1 étoile libre 6 places angle 90° pour tubes de prélèvement sanguins et tubes d'urine jusqu'à 15 ml 1 jeu de portoirs pour tubes 1,6 à 15 ml
dim. (lxpxh) / poids	326 x 389 x h239 mm / 13 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Microcentrifugeur	EBA270

Sarstedt®										Vacutainer® tubes standard							
C1	C2	C3	C4	C6	C7	C8	C9	C10	C11	D1	D2	D3	H2	H3	H4	H10	
																	

Jeux de portoirs inclus

portoirs pour tubes :	dim. tube	capacité
		portoir/totale

tubes de prélèvement

D1	1,6-5 ml	Vacutainer®	Ø13 x 75 mm	1	6
D2	4-7 ml	Vacutainer®	Ø13 x 100 mm	1	6
D2	4-7 ml	Vacutainer®	Ø16 x 75 mm	1	6
D3	8,5-10 ml	Vacutainer®	Ø16 x 100 mm	1	6
C1	1,1-1,4 ml	Sarstedt®	Ø8 x 66 mm		
C3	2,6-3,4 ml	Sarstedt®	Ø13 x 65 mm	1	6
C4	2,7-3 ml	Sarstedt®	Ø11 x 66 mm		
C6	4-5,5 ml	Sarstedt®	Ø15 x 75 mm	1	6
C7	4,5-5 ml	Sarstedt®	Ø11 x 92 mm	1	6
C8	4,9 ml	Sarstedt®	Ø13 x 90 mm	1	6
C9	7,5-8,5 ml	Sarstedt®	Ø15 x 92 mm	1	6
C10	9-10 ml	Sarstedt®	Ø16 x 92 mm	1	6
C11	10 ml	Sarstedt®	Ø15 x 102 mm	1	6

tubes standard

H2	4 ml	fond rond	Ø10 x 88 mm	1	6
H3	5 ml	fond rond	Ø12 x 75 mm	1	6
H4	6 ml	fond rond	Ø12 x 82 mm	1	6
H10	15 ml	fond rond	Ø17 x 100 mm	1	6

Centrifugeur hématocrite HETTICH® Haematokrit200

Directive 98/79/CE

DMDIV

Hématologie,
médecine sportive,
néonatalogie

- ▶ détermine l'hématocrite en 7 min

Caractéristiques générales

- cuve profonde en acier
- couvercle métallique avec système de verrouillage et sécurité anti-chute
- dispositif de déverrouillage d'urgence
- arrêt en cas de déséquilibre
- large panneau de commande simple et intuitif

Rotors

- double affichage digital : temps restant et vitesse de rotation
- fonction centrifugation rapide instantanée : touche "Impuls"
- minuterie programmable 1 sec à 99 minutes 59 sec ou en continu
- rotor avec couvercle pour 24 tubes à microhématocrite avec dispositif de lecture intégré et coupelles protectrices individuelles avec maintien souple pour chaque capillaire
- rotor spécial avec couvercle pour 20 tubes pour analyse "quantitative buffy coat"



vitesse réglable	de 200 à 13 000 tr/min
paliers	10 tr/min (100 tr/min après 10000)
accélération max.	16 060 g
capacité, selon rotor choisi	20 / 24 capillaires
dim. (lxpxh) / poids	262 x 352 x h228 mm / 10 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Centrifugeur hématocrite sans rotor	H1801
rotors	
J1 Rotor standard pour 24 capillaires à hématocrite	H2076
J2 Rotor pour analyse "quantitative buffy coat" pour 20 tubes capillaires	H2056
accessoires	
Mastic d'obturation pour rotor H2076, les 3 plaques	H2077
Tubes capillaires non héparinés BLEUS, les 100	TMHNN
Tubes capillaires héparinés ROUGES, les 100	TMHH
Pâte de scellement, les 10 plaquettes	TMHPS



A - microtubes - barrettes



capacité	dimensions	réf.
0,2 ml	Ø 6 x 18 mm	A1
0,4 ml	Ø 6 x 45 mm	A2
0,5 ml	Ø 8 x 30 mm	A3
0,8 ml	Ø 8 x 45 mm	A4
1 ml	Ø 6 x 45 mm Rhésus	A5
1,5/2 ml	Ø 11 x 38 mm	A6
8 x 0,2 ml	barrettes 8 x 0,2 ml	A7
12 x 0,2 ml	barrettes 12 x 0,2 ml	A8

B - microplaques




type	dimensions	réf.
microplaque	86 x 128 x 15 mm	B1
microplaque	86 x 128 x 17 mm	B2
plaque de culture	86 x 128 x 22 mm	B3
plaque Deepwell	86 x 128 x 44 mm	B4
plaque Micronic	86 x 128 x 46 mm	B5
plaque filtrante	86 x 128 x 83 mm	B6
microplaque Terasaki	59 x 84 x 11 mm	B7
plaque PCR 96/384	82 x 124 x 20 mm	B8
bandes PCR		B9

C - tubes de prél. sanguins Sarstedt



capacité	dimensions	réf.
1,1 - 1,4 ml	Ø 8 x 66 mm	C1
2 - 3 ml	Ø 11 x 66 mm	C2
2,6 - 3,4 ml	Ø 13 x 65 mm	C3
2,7 - 3 ml	Ø 11 x 66 mm	C4
4,5 ml	Ø 12 x 75 à 100 mm	C5
4 - 5,5 ml	Ø 15 x 75 mm	C6
4,5 - 5 ml	Ø 11 x 92 mm	C7
4,9 ml	Ø 13 x 90 mm	C8
7,5 - 8,5 ml	Ø 15 x 92 mm	C9
9 - 10 ml	Ø 16 x 92 mm	C10
10 ml	Ø 15 x 102 mm Ø 17 x 85 à 100 mm	C11

P - tubes pour bain de chrome




capacité	dimensions	type	réf.
30 ml	Ø 24 x 151 mm	A	P1
30 ml	Ø 44 x 105 mm	B	P2

E - tubes de prél. sanguins à hémolyse



capacité	dimensions	référence
5 ml	Ø 12 x 75 mm Ø 13 x 65 à 75 mm	E1
6 ml	Ø 12 x 82 mm Ø 13 x 70 à 95 mm	E2
7 ml	Ø 12 x 100 mm Ø 13 x 80 à 100 mm	E3
10 ml	Ø 16 x 70 à 120 mm	E4

F - poches de sang



capacité	dimensions	référence
3 x 450 ml	poche triple	F1
3 x 500 ml	poche triple	F2
4 x 450 ml	poche quadruple	F3
4 x 500 ml	poche quadruple	F4
1 x 750 ml	poche simple	F5
1 x 1000 ml	poche simple	F6

G - tubes Falcon, avec ou sans jupe



capacité	dimensions	référence
5 ml	Ø 17 x 59 mm	G0
12 ml	Ø 17 x 100 mm	G1
15 ml	Ø 17 x 120 mm	G2
25 ml	Ø 25 x 90 mm	G3
30 ml	Ø 25 x 100 mm	G4
50 ml	Ø 29 x 115 mm	G5
175 ml	Ø 61,5 x 118 mm	G6
225 ml	Ø 61,5 x 137 mm	G7

K - tubes pédiatriques



capacité	dimensions	réf.
0,5 ml	Ø 10,7 x 36 mm	K1

J - tubes capillaires



type	réf.
capillaires à hématocrite	J1
capillaires pour analyse quantitative buffy coat	J2

H - tubes standard fond rond



capacité	dimensions	réf.
3 ml	Ø 10 x 60 mm	H1
4 ml	Ø 10 x 88 mm Ø 12 x 60 mm	H2
5 ml	Ø 12 x 75 mm Ø 13 x 75 mm	H3
6 ml	Ø 12 x 82 mm	H4
7 ml	Ø 13 x 100 mm	H5
8 ml	Ø 16 x 81 à 125 mm	H6
9 ml	Ø 14 x 76 à 115 mm	H7
10 ml	Ø 13 x 100 mm Ø 17 x 60 mm	H8
12 ml	Ø 16 x 101 mm Ø 17 x 102 mm	H9
15 ml	Ø 17 x 87 à 125 mm	H10
16 ml	Ø 18 x 103 à 110 mm	H11
20 ml	Ø 21 x 100 mm	H12
25 ml	Ø 24 x 100 mm Ø 24,5 x 100 à 120 mm Ø 25 x 95 à 110 mm	H13
30 ml	Ø 25 x 90 à 103 mm Ø 25,5 x 92 mm Ø 26 x 102 à 123 mm	H14
45 ml	Ø 31 x 100 mm	H15
50 ml	Ø 29 x 95 à 123 mm Ø 30 x 105 à 115 mm Ø 34 x 92 à 120 mm	H16
75 ml	Ø 35 x 105 mm	H17
85 ml	Ø 38 x 106 à 113 mm	H18
100 ml	Ø 40 x 100 à 117 mm Ø 41 x 95 à 123 mm Ø 44 x 90 à 108 mm	H19
250 ml	Ø 65 x 115 mm	H20

M - tubes ASTM



capacité	dimensions	référence
50 ml	Ø 45 x 130 mm	M1
100 ml	Ø 58 x 161 mm	M2
100 ml	Ø 44 x 168 mm	M3
100 ml	Ø 37 x 200 mm	M4

R - tubes pour RIA



capacité	dimensions	référence
5 ml	Ø 13 x 70 à 95 mm	R1
5 - 7 ml	Ø 13 x 75 à 100 mm	R2

L - tubes / flacons avec capuchon



capacité	dimensions	réf.
10 ml	Ø 16 x 80 à 100 mm	L1
30 ml	Ø 26 x 92 à 95 mm	L2
50 ml	Ø 29 x 103 à 107 mm	L3
85 ml	Ø 38 x 106 mm	L4
94 ml	Ø 38 x 102 mm	L5
175 ml	Ø 61 x 118 mm Ø 62 x 144 mm	Falcon Nalgene L6
190 ml	Ø 61 x 120 mm	L7
200 ml	Ø 60 x 130 mm	Nunc L8
225 ml	Ø 61 x 137 à 140 mm	Falcon L9
250 ml	Ø 60 x 162 mm Ø 60,5 x 171 mm Ø 61 x 122 mm Ø 61,5 x 195 mm Ø 62 x 100 à 135 mm	Corning Corning L10
290 ml	Ø 62 x 137 mm	L11
400 ml	Ø 81 x 136 mm Ø 84 x 134 mm	L12
500 ml	Ø 69,5 mm Ø 80 x 125 mm Ø 96 x 147 mm	Corning Corning L13
600 ml	Ø 93 x 134 mm	L14
750 ml	Ø 93 x 137 mm* Ø 97 x 152 mm	L15
1000 ml	Ø 96 x 176 mm Ø 98 x 138 mm	L16

* sans couvercle

D - tubes de prél. sanguins Vacutainer



capacité	dimensions	référence
1,6 - 10 ml	Ø 13 x 75 mm	D1
4 - 10 ml	Ø 13 x 100 mm Ø 16 x 75 mm	D2
8 - 10 ml	Ø 16 x 100 mm Ø 17 x 100 mm	D3

N - tubes de Sclenk



capacité	dimensions	référence
25 ml		N1
50 ml		N2