

Fours de laboratoire

4 à 15 litres

+900°C

+1100°C

+1200°C

+1300°C

► chambre en plaques de céramique

1



Accessoires

- commande de réglage de la température
- contrôle de la température par microprocesseur
- éléments chauffants partiellement exposés (modèles 1100°C et 1300°C) ou totalement intégrés dans les parois (modèles 900°C et 1200°C)
- chauffage et refroidissement rapide
- faible consommation en électricité
- extérieur en acier peint
- orifice sur la porte pour thermocouple
- ouverture de porte latérale
- **Contrôleur de température (option)**
- possibilité d'enregistrer jusqu'à 8 programmes de 32 étapes
- 3 sorties auxiliaires

référence

Prix HT

LC1771 Timer pour démarrage différé

LC1772 Cheminée d'extraction forcée

LC1773 Interfaces RS232, RS485 et USB + logiciel

LC1774 Protection contre la surchauffe

LC1775 Orifice de ventilation arrière (Ø17 mm)

LC1776 Orifice d'observation (Ø35 mm)

LC1778 Contrôleur de température programmable Omron E5CC-T

fours +900°C	4 litres	7,2 litres	12 litres	15 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 295 x h110 mm	195 x 295 x h120 mm	215 x 295 x h195 mm	215 x 400 x h195 mm
puissance	3,7 kW	3,3 kW	4,5 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	440 x 555 x h500 mm / 55 kg	445 x 590 x h525 mm / 50 kg	640 x 745 x h820 mm / 120 kg	640 x 815 x h820 mm / 130 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours +900°C	LC1811	LC1821	LC1831	LC1841

fours +1100°C	4 litres	7,2 litres	12 litres	15 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 295 x h110 mm	195 x 295 x h120 mm	215 x 295 x h195 mm	215 x 400 x h195 mm
puissance	3,7 kW	3,3 kW	4,5 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	440 x 555 x h500 mm / 55 kg	445 x 590 x h525 mm / 50 kg	640 x 745 x h820 mm / 120 kg	640 x 815 x h820 mm / 130 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours +1100°C	LC1812	LC1822	LC1832	LC1842

fours +1200°C	4 litres	7,2 litres	12 litres	15 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 295 x h110 mm	195 x 295 x h120 mm	215 x 295 x h195 mm	215 x 400 x h195 mm
puissance	3,7 kW	3,5 kW	4,5 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	440 x 555 x h500 mm / 55 kg	645 x 710 x h705 mm / 104 kg	640 x 680 x h820 mm / 120 kg	640 x 815 x h820 mm / 130 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours +1200°C	LC1813	LC1823	LC1833	LC1843

fours +1300°C	4 litres	7,2 litres	12 litres	15 litres
dimensions chambre (lxpxh)	120 x 295 x h110 mm	195 x 295 x h120 mm	215 x 295 x h195 mm	215 x 400 x h195 mm
puissance	3,7 kW	3,5 kW	4,5 kW	6 kW
dim. externes (lxpxh) / poids	440 x 555 x h500 mm / 55 kg	645 x 710 x h705 mm / 104 kg	640 x 680 x h820 mm / 120 kg	640 x 815 x h820 mm / 130 kg
alimentation	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	400 V triphasé
Fours +1300°C	LC1810	LC1820 1	LC1830	LC1840