

### Malaxeurs Stomacher®



pales réglables

1

2

3

4

	Stomacher® 80 microBiomaster	Stomacher® 80 Biomaster	Stomacher® 400 Circulator	Stomacher® 3500 Jumbo
capacité utile	250 µl - 80 ml	5 - 80 ml	80 - 400 ml	1000 - 3500 ml
sacs compatibles	80 ml	80 ml	400 ml	3500 ml
vitesse	75 à 300 coups/min	75 à 300 coups/min	75 à 300 coups/min	75 à 180 coups/min
minuterie	30 - 60 - 120 - ∞	30 - 60 - 120 - ∞	1 s - 99 min59sec	30 - 60 - 120 - ∞
affichage digital	-	-	programme et temps	-
capacité mémoire	-	-	3 programmes	-
démarrage	bouton M/A	bouton M/A	automatique à la fermeture de la porte	bouton M/A
pales	pales réglables	pales fixes	3 pales fixes courbées avec îlot central	pales fixes
dimensions	290 x 325 x 190 mm / 15 kg	290 x 325 x 190 mm / 15 kg	350 x 335 x 280 mm / 23 kg	480 x 480 x 445 mm / 31 kg
alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
Malaxeurs	STOM80M 1	STOM80 2	STOM400 3	STOM3500 4

### Sacs Stomacher® stériles compatibles

- mélange, filtrage et stockage des échantillons
- en LDPE vierge de qualité alimentaire
- épaisseur 65 µm
- résistants aux déchirures et aux perforations
- sacs avec filtre pour les échantillons produisant une grande quantité de débris ou de graisse, contiennent un élément filtrant robuste pour faciliter la pipetage de l'échantillon produit
- sacs "à fermeture" avec une bande métallique au sommet : ouverture facile et fermeture serrée pour stockage en porte-sac ou en incubateur



capacité	modèle	dimensions	condit.	sacs SANS filtre	sacs AVEC filtre pleine page
<b>sacs 80 ml</b>					
250 µl - 80 ml	forme V	60 x 185 mm	stériles par 50	SCT0082 5 les 50	-
5- 80 ml	standard	105 x 155 mm	stériles par 50	SCT0080 6 les 2000	SCT0081 8 les 200
5- 80 ml	fermeture étanche	105 x 155 mm	stériles par 10	SCT0083 7 les 200	SCT0084 9 les 200
5- 80 ml	double sac à fermeture	105 x 155 mm	stériles par 10	SCT0085 les 200	SCT0086 les 200
<b>sacs 400 ml</b>					
80- 400 ml	standard	177 x 305 mm	stériles par 50	SCT0404 les 500	SCT0406 les 200
80- 400 ml	fermeture étanche	177 x 305 mm	stériles par 10	SCT0405 les 250	-
<b>sacs 3500 ml</b>					
400-3500 ml	standard	380 x 510 mm	stériles par 50	SCT3500 les 250	-

### Racks Stomacher®

- racks en plastique
- stockage des sacs pleins



sacs	emplacements	référence	Prix HT
80 ml	10	SCT1010	
400 ml	1	SCT1011	
400 ml	10	SCT1012	
3500 ml	3	SCT1013	

### Portoir de remplissage Stomacher®

- en plastique
- stockage des sacs pleins



	référence	Prix HT
Portoir ouvre-sac 80 ml	SCT1020	
Portoir ouvre-sac 400 ml	SCT1021	

### Barrettes de fermeture Stomacher®

- anti-fuite
- réutilisables
- pour sacs 400 ml et 3500 ml



	référence	Prix HT
BA6099 Barrettes	SCT1030 les 200	