

## Malaxeurs 400 ml Bagmixer® 400P - 400W

- ▶ capacité de 50 à 400 ml
- ▶ malaxage rapide et stérile
- ▶ porte pleine ou vitrée



- conformes ISO 7218, ISO 6887-1
- ouverture de la porte à 270°
- nettoyage facile
- fermeture parfaitement étanche, 250 kg de pression
- pales ajustables
- en acier inoxydable
- portoir de rangement inox pour 10 sachets et barrette de fermeture temporaire, pour sachets de 400 ml, en option
- livrés avec 1 pack de 25 sachets stériles
- garantie 3 ans, amortisseurs de pales et porte vitrée garantis à vie

modèle	Bagmixer® 400P	Bagmixer® 400W
porte	porte pleine	porte vitrée
capacité utile	50 - 400 ml	50 - 400 ml
vitesse	fixe : 8 coups / seconde	fixe : 8 coups / seconde
minuterie	30 sec., 210 sec. ou à l'infini	30 sec., 210 sec. ou à l'infini
bac de sécurité	-	bac de sécurité
dimensions	260 x 390 x h290 mm	260 x 390 x h290 mm
poids	16,5 kg	16,5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Malaxeurs	CN1100 [1]	CN1000 [2]
accessoires		
Bac de sécurité en cas de fuite	CN1054	-

## Malaxeurs silencieux 400 ml Bagmixer® S - SW


- ▶ sécurité anti-fuite : arrêt immédiat du malaxeur en cas de fuite
- ▶ silencieux : < 48 dB



- caisson en acier inox 304L, insonorisé et imperméable
- chambre de malaxage en polycarbonate blanc à angles arrondis : nettoyage facile
- écran digital multifonctions
- puissance de malaxage réglable : doux, standard ou fort, jusqu'à 28kg de pression
- signal lumineux : **Vert** (prêt) - **Orange** (en cours de malaxage) - **Rouge** (fuite détectée)
- éclairage interne LED
- veille automatique si 30 min d'inactivité
- ouverture totale de la porte, accès complet à la chambre de malaxage
- bac de sécurité intégré à l'avant : récupération des liquides en cas de fuite
- **garantie 3 ans**
- livrés complets, avec pack de sachets stériles et bac de sécurité

modèle	Bagmixer® S	Bagmixer® SW
porte	porte pleine	porte vitrée
capacité utile	50 - 400 ml	50 - 400 ml
vitesse	réglable 4, 6, 8 ou 10 coups/sec.	réglable 4, 6, 8 ou 10 coups/sec.
minuterie	1 à 360 sec. ou en continu	1 à 360 sec. ou en continu
bac de sécurité	bac de sécurité	bac de sécurité
affichage digital	écran digital multifonctions	écran digital multifonctions
dimensions	450 x 290 x h370 mm	450 x 290 x h370 mm
poids	26 kg	26 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Malaxeurs	CN4000 [1]	CN4100 [2]

## Sacs stériles 400 ml et autres accessoires



type	dim.	stériles	référence	Prix HT
<b>sacs 400 ml</b>				
standard	180x300 mm	par 25	[3] AB15003	les 500
avec filtre latéral	190x300 mm	par 25	[4] CN1021	les 500
avec filtre pleine page	190x300 mm	par 25	[5] CN1031	les 500
<b>autres accessoires</b>				
Barrettes de fermeture de sacs, long. 190 mm			[6] CN1053	les 50
Portoir en inox pour 10 sacs			[7] CN1052	l'unité
Support de remplissage dim. : 250x100x80 mm			[8] CN1051	l'unité

- [3] [4] [5] sacs congelables à -80°C
- [6] barrettes réutilisables : fermeture étanche des sacs, et maintien des sacs sur le portoir
- [7] portoirs autoclavables
- [8] supports maintenant le sac ouvert grâce à des pastilles adhésives