

Mini-chambre d'observation UV



- construction : base en métal, corps en matière plastique
- rideau anti-lumière : protège l'échantillon de la lumière extérieure lors de son observation sous UV
- fond démontable pour l'adaptation d'une table fluorescente
- viseur à contour souple avec protection anti-UV : élimine les interférences, augmente le contraste, réduit de la fatigue des yeux
- chambre compacte, facile à transporter
- **lampe UV** avec poignée sur le haut de la chambre, boîtier plastique et bouton de sélection de longueur d'onde
- modèle compatible avec lampe UV portable pour travail sur le terrain, sur demande

lampe UV	365 nm puissance 6 W dim. 378 x 81 x 64 mm
dim. int. (lxpxh)	220 x 254 x h178 mm
dim. ext. (lxpxh)	229 x 267 x h305 mm
Chambre avec lampe UV	C15G

Chambre d'observation UV multifonctions



- construction : base en métal et corps en matière plastique
- éclairage intérieur par lumière blanche
- rideau anti-lumière : protège l'échantillon de la lumière extérieure lors de son observation sous UV
- fond démontable pour l'adaptation d'une table fluorescente
- viseur à contour souple avec protection anti-UV : élimine les interférences, augmente le contraste, réduit de la fatigue des yeux
- compatible avec **une ou deux lampes** pour un éclairage uniforme de l'intérieur de la chambre
- **lampe UV** : boîtier en métal, contrôle via la chambre (câble de connexion livré)

lampe UV	8 W, à 2 ou 3 tubes
dim. int. (lxpxh)	533 x 330 x h400 mm
dim. ext. (lxpxh)	602 x 419 x h400 mm
Chambre SANS lampe UV	C65
lampes 8 W pour chambre d'observation UV	
Lampe 8 W - 2 x 365 nm	UV1070
Lampe 8 W - 2 x 302 nm	UV1071
Lampe 8 W - 2 x 254 nm	UV1072
Lampe 8 W - 365 et 302 nm	UV1101
Lampe 8 W - 365 et 254 nm	UV1100
Lampe 8 W - 365, 302 et 254 nm	UV1102

Chambres d'observation UV hautes performances



- base en métal et corps en matière plastique
- éclairage intérieur par lumière blanche
- rideau anti-lumière : protège l'échantillon de la lumière extérieure lors de son observation sous UV
- fond démontable pour l'adaptation d'une table fluorescente
- viseur à contour souple avec protection anti-UV : élimine les interférences, augmente le contraste, réduit de la fatigue des yeux
- lampes positionnées sur un ou deux côtés de la chambre
- contrôle de la lampe sur le dessus de la chambre

	C70G	C71	C75
position des lampes	sur 1 côté	sur 1 côté	sur 2 côtés
lampes UV	puissance 15 W 254 et 365 nm	puissance 15 W 365 nm	puissance 15 W 254 et 365 nm
dim. int. (lxpxh)	533 x 330 x h203 mm	533 x 330 x h203 mm	432 x 356 x h167 mm
dim. ext. (lxpxh)	594 x 401 x h330 mm	594 x 401 x h330 mm	502 x 419 x h400 mm
Chambre avec lampe UV	C70G	C71	C75

Détecteur à rayons UV

Détection des fraudes, vérification de signatures, passeports, billets, cartes de crédit, etc.



- longueur d'onde : 365 nm
- puissance : 4 W
- longueur câble d'alimentation : 2 mètres
- dimensions : 165 x 146 x 114 mm

	référence	Prix HT
Détecteur à rayons UV	UV1210	
tubes de rechange avec portoir pour lampe		
tube de rechange 4 W	UV1211	