

## Générateurs pour électrophorèse

► conditions : température  
de +4 à +40°C



1



2



3



4



5

tension	étape 1 : 10 - 300 V étape 2 : 10 - 300 V	étape 1 : 10 - 500 V étape 2 : 10 - 500 V	5 - 300 V	5 - 500 V	5 - 300 V
intensité	étape 1 : 10 - 400 mA étape 2 : 10 - 400 mA	étape 1 : 1 - 400 mA étape 2 : 1 à 400 mA	1 - 700 mA	1 - 800 mA	10 - 3000 mA
puissance max.	60 W	120 W	150 W	300 W	300 W
courant de sortie	voltage ou courant constants	voltage ou courant constants	voltage ou courant constants	voltage ou courant constants	voltage ou courant constants
programme	1 programme (2 étapes)	1 programme (2 étapes)	jusqu'à 30 progr. (6 étapes)	jusqu'à 30 progr. (6 étapes)	jusqu'à 30 progr. (6 étapes)
modes minuteur	1 à 999 minutes avec alarme ou mode continu	1 à 999 minutes avec alarme ou mode continu	constant 1 à 9999 min. avec alarme ou programmable 1 à 999 min. avec alarme	constant 1 à 9999 min. avec alarme ou programmable 1 à 999 min. avec alarme	constant 1 à 9999 min. avec alarme ou programmable 1 à 999 min. avec alarme
écran	affichage LED	affichage LED	LCD 2,4 pouces	LCD 2,4 pouces	LCD 2,4 pouces
prises de sortie	2 paires	2 paires	4 paires	4 paires	4 paires
dimensions / poids	140 x 191 x 84 mm / 1 kg	140 x 191 x 84 mm / 1 kg	215 x 335 x 104 mm / 2,1 kg	215 x 335 x 104 mm / 2,1 kg	215 x 335 x 104 mm / 2,1 kg
Générateurs	LN4074 1	LN4174 2	LN4274 3	LN4474 4	LN4574 5