

Incubette® à porte vitrée 17 litres

 amb. +5°C à +70°C



- panneau de contrôle avec écran tactile couleur, affichage et réglage de la température
- porte vitrée
- revêtement résistant à la corrosion
- circulation d'air par convection naturelle
- possibilité de connecter l'appareil à un PC avec le logiciel (en option) pour l'enregistrement des données en temps réel
- alimentation : 240 V / 50 - 60 Hz
- livrée avec 1 étagère en acier inox

capacité	17 litres
gamme température	T° amb. +5° à +70°C
stabilité / homogénéité	±0,5°C / ±1,5°C
dimensions internes (lxpxh)	261 x 255 x h255 mm
plateaux livrés / max.	1 / 2 plateaux
dimensions externes (lxpxh)	310 x 306 x h380 mm
poids	13 kg
Incubette®	INCUBETTE300
plateau inox suppl. 250 x 240 mm	MJ1011
logiciel + câble USB	MJ1012