

Flacons 170 ml gradués en polypropylène

PP
translucide

- bec verseur anti-goutte
- base carrée
- autoclavables
- capuchons vendus séparément
- dim (lpxh) : 55 x 55 x h102 mm
- col : Ø 34 mm



| capacité | dimensions | col | référence | Prix HT |
|--------------------------------------|-------------------|---------|---------------|---------|
| 170 ml | 55 x 55 x h102 mm | Ø 34 mm | DS3111 | les 50 |
| capuchons en option | | | | |
| Capuchons en polypropylène à clipser | | | DS3112 | les 50 |