

Compteur de colonies

- connexion USB
- repose-main ergonomique

- surface tactile à sensibilité réglable
- contraste idéal pour le comptage des bactéries
- interface USB : transfert des données de comptage vers le logiciel de votre choix (tableur, traitement de texte)
- construction inox : extrêmement résistant
- bac de rangement des accessoires
- signal sonore de comptage ajustable (4 niveaux)
- livré avec fond diffusant blanc, câble USB, adaptateur boîte de Pétri Ø 90 mm



pour boîtes de Pétri	Ø55, Ø65, Ø90, Ø150 mm
comptage	0 à 1999
éclairage	LED blanches
affichage	écran digital multifonctions
interface	USB
alimentation	220 V - 50/60 Hz
dim. (Lxpxh) / poids	310x250xh170 mm / 5,2kg
Compteur de colonies	COL500
Loupe 2x avec bras flexible	COL510
Grilles pour boîtes "spiral" Ø90 et Ø150 mm	COL530

Compteur de colonies avec loupe

- système de comptage par pression à sensibilité réglable
- compensation automatique du poids de la boîte de pétri
- technologie de comptage antichoc
- éclairage lumineux même dans une pièce très éclairée
- sélection fond clair / fond sombre
- fonction et affichage du calcul de la moyenne
- écran quadrillé amovible
- signal sonore et visuel émis à chaque pression
- puissance : 22 W
- livré avec loupe 2,5x sur bras articulé, marqueur standard et adaptateurs pour boîtes de Pétri Ø inférieur à 120 mm
- marqueur électrique pour comptage externe en option



pour boîtes de Pétri	jusqu'à Ø120 mm
comptage	0 à 999
éclairage	lampe circulaire 20 W
affichage	écran LED
alimentation	230 V - 50/60 Hz
dim. (Lxpxh) / poids	300 x 325 x h90 mm / 4,9 kg
Compteur de colonies 1	COL600
Marqueur externe 2	COL610

Compteur de colonies

- connexion USB

- système de comptage par pression à sensibilité réglable
- protection BioCote® : ions argent intégrés dans les composants extérieurs de l'appareil empêchant la prolifération microbienne
- calcul d'une moyenne de comptage
- sélection fond clair / fond sombre
- signal sonore émis à chaque pression (désactivable)
- interface USB pour connexion à une imprimante en option ou à un ordinateur (sans logiciel)
- adaptateur de centrage inclus
- visualisation optimale sans éblouissement
- livré avec deux grilles de Wolffhuegel, un câble USB (1 m)



pour boîtes de Pétri	Ø 55 à 90 mm
comptage	0 à 999
éclairage	LED à faible consommation
affichage	écran LED à 3 chiffres
interface	USB
alimentation	230 V - 50 Hz
dim. (Lxpxh) / poids	310x300xh140 mm / 1,5 kg
Compteur de colonies	COL150
Loupe articulée 1,7x	COL131
Loupe 3x	COL132
Imprimante	SMP301

Compteurs de colonies mémoire intégrée

- comptage multiple
- affichage quadruple
- mémoire 100 données

- zoom : 2 à 3 x
- capteur de pression, pression ajustable
- son ajustable
- 1 affichage LED rouge : comptage en cours
- 3 affichages LED verts : précédents comptages
- mémoire 100 données
- fonctions : reset, compte à rebours, moyenne
- logiciel PC pour enregistrement et analyse des données, impression des rapports, en option



pour boîtes de Pétri	Ø 60 à 150 mm
comptage	0 à 999
éclairage	lampes LED en forme d'anneau, intensité réglable
affichage	écran LED
interface	USB
alimentation	230 V - 50 Hz
dim. (Lxpxh) / poids	351 x 302 x 370 mm / 5,6 kg
Compteur de colonies	COL1030
Logiciel PC et câble	COL1035