

Micropipettes LMR® autoclavables volume réglable

- ▶ entièrement autoclavables
- ▶ capacité de 0,1 à 10 000 µl

- conformes à la norme CE
- calibration selon la norme ISO 8655 (exigences relatives aux appareils volumétriques à piston)
- sélection du volume souhaité par rotation du bouton supérieur
- bouton d'éjection pour manipulation à une main
- affichage du volume



capacité	incrément	exact. (au volume min.)	précision	référence	Prix HT
micropipettes monocal					
0,1 à 2,5 µl	0,05 µl	± 12 %	± 6 %	DG1200	
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 2,50 %	± 1,50 %	DG1201	
2 à 20 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1202	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 2 %	± 2 %	DG1203	
10 à 100 µl	1 µl	± 3 %	± 1,50 %	DG1204	
20 à 200 µl	1 µl	± 3 %	± 1 %	DG1205	
50 à 200 µl	1 µl	± 1 %	± 0,40 %	DG1206	
100 à 1000 µl	5 µl	± 2 %	± 0,70 %	DG1207	
200 à 1000 µl	5 µl	± 0,90 %	± 0,30 %	DG1208	
1000 à 5000 µl	50 µl	± 0,70 %	± 0,30 %	DG1209	
2000 à 10000 µl	100 µl	± 3 %	± 0,60 %	DG1210	
micropipettes 8 canaux					
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 4 %	± 4 %	DG1223	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1224	
50 à 300 µl	5 µl	± 1,50 %	± 0,80 %	DG1225	
micropipettes 12 canaux					
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 4 %	± 4 %	DG1226	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	DG1227	
50 à 300 µl	5 µl	± 1,50 %	± 0,80 %	DG1228	
accessoires					
Portoir carrousel 6 places	1			ACS26	
Portoir linéaire	2			ACS16	

Micropipettes ergonomiques volume variable

- ▶ certifiées ISO 9001:2000
- ▶ **garantie 3 ans**

- affichage du volume réglé
- prise en main ergonomique
- éjecteur de pointe intégré
- légère
- embout porte-pointe résistant aux chocs et à la corrosion
- partie inférieure autoclavable (modèles multicanaux)
- livrées avec un certificat d'étalonnage individuel



capacité	incrément	exactitude (au volume min.)	précision	couleur	référence	Prix HT
micropipettes monocal						
0,1 à 2,5 µl	0,01 µl	± 12 %	± 6 %	●	AC5030	
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 2,50 %	± 1,50 %	●	AC5031	
2 à 20 µl	0,1 µl	± 3 %	± 2 %	●	AC5032	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 2 %	± 2 %	●	AC5033	
10 à 100 µl	0,5 µl	± 3 %	± 1,50 %	●	AC5034	
20 à 200 µl	1 µl	± 2 %	± 0,80 %	●	AC5035	
50 à 200 µl	1 µl	± 1 %	± 0,40 %	●	AC5036	
100 à 1000 µl	5 µl	± 2 %	± 0,70 %	●	AC5037	
200 à 1000 µl	5 µl	± 0,90 %	± 0,30 %	●	AC5038	
500 à 5000 µl	50 µl	± 0,8 %	± 0,60 %	●	AC5039	
500 à 10000 µl	100 µl	± 3 %	± 0,60 %	●	AC5040	
1000 à 5000 µl	50 µl	± 2 %	± 0,30 %	●	AC5041	
1000 à 10000 µl	100 µl	± 3 %	± 0,60 %	●	AC5042	
micropipettes 8 canaux						
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 4 %	± 4 %	●	AC5050	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	●	AC5051	
10 à 100 µl	1 µl	± 1,5 %	± 1,5 %	●	AC5052	
20 à 200 µl	1 µl	± 1,5 %	± 0,75 %	●	AC5053	
30 à 300 µl	1 µl	± 1,5 %	± 0,75 %	●	AC5054	
micropipettes 12 canaux						
0,5 à 10 µl	0,1 µl	± 4 %	± 4 %	●	AC5060	
5 à 50 µl	0,5 µl	± 3 %	± 2 %	●	AC5061	
10 à 100 µl	1 µl	± 1,5 %	± 1,5 %	●	AC5062	
20 à 200 µl	1 µl	± 1,5 %	± 0,75 %	●	AC5063	
30 à 300 µl	1 µl	± 1,5 %	± 0,75 %	●	AC5064	
accessoires						
portoir linéaire pour 4 micropipettes					AC5070	
portoir linéaire pour 6 micropipettes					AC5075	