

## Agitateur magnétique 10 postes

10 postes

- ▶ vitesse stable et reproductible



- moteur électro-commuté sans balais : efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance
- régulateur de vitesse électronique en continu
- pour récipients : Ø90 mm max.
- longueur maximum du barreau magnétique : 40 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40 °C à 80%HR


| capacité     | 10 postes x 400 ml             |
|--------------|--------------------------------|
| surface      | acier peint avec film silicone |
| dim. surface | 180 x 450 mm / poste           |
| vitesse      | réglable 0 à 1100 tr/min       |
| puissance    | 20 W                           |
| protection   | IP42                           |
| dim. / poids | 182 x 552 x h65 mm / 3,2 kg    |
| alimentation | 240 V, 50 Hz                   |
| Agitateur    | AG310                          |

## Agitateur magnétique 4 postes ultra-plat

4 postes

- ▶ écran digital avec contrôle et affichage de la vitesse et du temps

- fonctions pulse et changement automatique de direction (toutes les 30 s)
- minuteur électronique jusqu'à 99 minutes ou mode continu
- augmentation progressive de la vitesse
- enregistrement des dernières données
- barreau magnétique recommandé : long. 25 mm
- sans moteur, aucune maintenance nécessaire
- surface supérieure en acier inoxydable, résistant à la corrosion
- distance entre les postes : 95 mm
- livré avec 4 barreaux magnétiques Ø8 x 25 mm en PTFE




| capacité     | 4 postes x 400 ml             |
|--------------|-------------------------------|
| surface      | acier inox                    |
| dim. surface | 365 x 125 mm                  |
| vitesse      | réglable 15 à 1 200 tr / min  |
| protection   | IP65                          |
| dim. / poids | 457 x 126 x h13,4 mm / 1,9 kg |
| alimentation | 230 V, 50 Hz                  |
| Agitateur    | NU1040                        |

## Agitateur magnétique 4 postes illuminé

4 postes

- ▶ pilotage indépendant pour chaque poste
- ▶ régulateur électronique de vitesse



- éclairage intégré : observation optimale des changements de couleur (titration)
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion
- régulateur électronique de vitesse, rotation stable même à vitesse très faible
- distance entre les postes : 150 mm

| capacité     | 4 postes x 5 litres         |
|--------------|-----------------------------|
| surface      | métallique                  |
| dim. surface | 150 x 270 mm / poste        |
| vitesse      | réglage jusqu'à 1100 tr/min |
| puissance    | 4,8 W                       |
| dim. / poids | 600 x 270 x 55 mm / 4 kg    |
| alimentation | 230 V, 50 Hz                |
| Agitateur    | AG424                       |

## Agitateur magnétique 4 postes régulateurs individuels

4 postes

- boîtier ultra-plat en acier inox
- fonctionnement à faible vitesse
- 4 postes avec régulation individuelle et indépendante de la vitesse et de la fonction marche/arrêt
- possibilité de synchroniser les vitesses des postes
- distance entre chaque poste : 140 mm
- affichage digital de la vitesse
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- étanche, entretien facile
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50 °C à 80%HR
- 4 x 2000 ml maximum avec fioles Erlenmeyer
- jusqu'à 3000 ml par poste (nombre de poste disponible variable selon l'encombrement du récipient)



| capacité     | 4 postes x 2000 ml         |
|--------------|----------------------------|
| surface      | acier inox                 |
| dim. surface | 245 x 410 mm               |
| vitesse      | réglable 100 à 2000 tr/min |
| puissance    | 7 x 4 W (28 W)             |
| protection   | IP64                       |
| dim. / poids | 245 x 425 x h38 mm / 9 kg  |
| alimentation | 240 V, 50 Hz               |
| Agitateur    | GV5300                     |