

## Agitateur magnétique forme ronde

capacité max.

1 litre



- régulateur de vitesse
- boîtier très robuste en ABS, résistant aux projections de produits chimiques
- sécurité moteur : la vitesse du moteur ne dépasse jamais la vitesse d'agitation maximale
- conditions ambiantes admissibles : 0 à +50°C et jusqu'à 95% HR

capacité	1 litre
surface	plastique
dim. surface	Ø 130 mm
vitesse	réglable 100 à 1000 tr/min
protection	IP54
dimensions	Ø 137 x 51 mm / 640 g
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AH1500

## Agitateur magnétique à piles

capacité max.

1,5 litre

Alimentation  
secteur  
ou batterie



- robuste : conçu pour fonctionner en continu
- boîtier en matière plastique ABS résistant aux chocs et aux agressions chimiques

capacité	1,5 litre
surface	plastique
dim. surface	150 x 160 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1300 tr/min
protection	IP41
dimensions	150 x 160 x 70 mm / 1,3 kg
alimentation	4 piles de 1,5 V ou 230 V
Agitateur	CF1600

## Agitateurs magnétiques Squid

capacité max.

1 / 1,5 litre

- ▶ plaque ronde en verre
- ▶ vitesse réglable jusqu'à 2 500 tr/min.

- affichage digital de la vitesse
- moteur à régulation électronique
- exactitude ±50 tr/min
- bonne résistance chimique
- boîtier en plastique recyclable
- barreaux aimantés max. 30 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80 % HR



capacité	1 litre	1,5 litre
surface	verre	verre
plaque	ronde / Ø115 mm	ronde / Ø160 mm
vitesse	réglable jusqu'à 2 500 tr/min	réglable jusqu'à 2 500 tr/min
puissance d'agitation	2 W	2 W
protection	IP54	IP54
dim. (l x p x h)	145 x 45 x h 160 mm / 0,54 kg	185 x 45 x h 205 mm / 0,7 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Agitateurs Squid	SQUID1 [2]	SQUID2 [1]

## Agitateur magnétique à grande vitesse

capacité max.

5 litres

- ▶ vitesse réglable de 0 à 3 000 tr / min
- ▶ silencieux

- boîtier en acier inox revêtu époxy
- viscosité du liquide d'agitation jusqu'à 1170 mPa.s
- mode "sans interruption" pour un traitement continu jusqu'à 12 heures
- utilisable en chambre froide ou en incubateur, conditions admissibles : température ambiante +4°C à +40°C, 80% HR
- pour barreau magnétique jusqu'à 50 mm de longueur
- livré avec un barreau magnétique cylindrique Ø6 x 25 mm en PTFE



capacité	5 litres
surface	acier inox
dim. surface	110 x 110 mm
vitesse	réglable 0 à 3 000 tr / min
puiss. agitation	2,6 W
dimensions	120 x 150 x h 65 mm / 0,8kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG1010