



Sacs Stomacher® originaux pour tous les malaxeurs

- mélange, filtrage et stockage des échantillons
- en LDPE vierge, qualité alimentaire
- épaisseur 65 µm
- résistants aux déchirures et aux perforations
- sacs avec filtre pour les échantillons produisant une grande quantité de débris ou de graisse, contiennent un élément filtrant robuste pour faciliter la pipetage de l'échantillon produit
- sacs "à fermeture" avec une bande métallique au sommet : ouverture facile et fermeture serrée pour stockage en porte-sac ou en incubateur



capacité	modèle	dimensions	référence	Prix HT
sacs 80 ml standard				
0,25 à 80 ml	forme V	60 x 185 mm	SCT0082 [1] les 50	
5 à 80 ml	standard	105 x 155 mm	SCT0080 [2] les 2000	
5 à 80 ml	fermeture étanche	105 x 155 mm	SCT0083 [3] les 200	
sacs 80 ml AVEC filtre pleine page				
5 à 80 ml	standard	105 x 155 mm	SCT0081 [4] les 200	
5 à 80 ml	fermeture étanche	105 x 155 mm	SCT0084 [5] les 200	
5 à 80 ml	fermeture étanche, double	135 x 180 mm	SCT0086 les 200	
sacs 400 ml standard				
80 à 400 ml	standard, fond carré	177 x 305 mm	SCT0400 les 500	
80 à 400 ml	standard, fond rond	177 x 305 mm	SCT0404 les 500	
80 à 400 ml	ferm. étanche, fond rond	177 x 305 mm	SCT0405 les 250	
sacs 400 ml AVEC filtre pleine page				
80 à 400 ml	standard	177 x 305 mm	SCT0401 les 200	
80 à 400 ml	fond rond	177 x 305 mm	SCT0406 les 200	
sacs 3500 ml standard				
400 à 3500 ml	standard	380 x 510 mm	SCT3500 les 250	

Sacs LMR® pour malaxeurs



- en polyéthylène transparent
- stériles par radiation
- épaisseur 30 Gauge
- modèle avec filtre latéral adapté aux techniques PCR et petits volumes
- sacs avec filtre pleine page divisés en 2 compartiments par un filtre intégré, pour la référence AB15002 seulement : filtre fixé au sac par un point à la partie supérieure centrale

capacité	dimensions	filtre	référence	Prix HT
sacs stériles [1]				
80 ml	100 x 155 mm	-	AB15001 les 500	
400 ml	180 x 300 mm	-	AB15003 les 500	
3500 ml	380 x 580 mm	-	AB15004 les 400	
sacs stériles avec filtre pleine page [2]				
400 ml	180 x 310 mm	286 trous/cm²	AB15005 les 500	
400 ml	190 x 300 mm	280 microns	AB15002 les 500	

Racks Stomacher®



- racks en plastique
- stockage des sacs pleins

sacs	places	référence	Prix HT
80 ml	10	SCT1010	
400 ml	1	SCT1011	
400 ml	10	SCT1012	
3500 ml	3	SCT1013	


Portoirs de remplissage Stomacher®



- en plastique
- stockage des sacs pleins

sacs	référence	Prix HT
80 ml	SCT1020	
400 ml	SCT1021	

Rack LMR®



- pour 14 sacs 400 ml
- dim. 390 x 200 x 240 mm

	Prix HT
AB15006 Rack 14 places	

Barrettes de fermeture Stomacher®



- anti-fuite
- réutilisables
- pour sacs 400 ml et 3500 ml

	Prix HT
SCT1030 Barrettes, les 200	