

## Cassettes d'inclusion à trous

certification  
CE IVD 98/79

- en acétal (polyoxyméthylène) résistant aux solvants histologiques, à usage unique
- 34 orifices ronds sur la base
- surface de marquage inclinée à 45°
- couvercle en métal en option
- compatibles avec les imprimantes automatisées



couleur	code couleur *	référence	Prix HT
blanc	W	DS480W	les 1500
rose	R	DS480R	les 1500
vert	V	DS480V	les 1500
jaune	J	DS480J	les 1500
bleu	B	DS480B	les 1500
pêche	P	DS480P	les 1500
beige	E	DS480E	les 1500
gris	G	DS480G	les 1500
mauve	M	DS480M	les 1500
orange	O	DS480O	les 1500
vert d'eau	T	DS480T	les 1500

couvercles en métal


Couvercles en métal [2] DS481 les 25

Manchons de 75 cassettes pour imprimantes

Manchons 40 cassettes pour imprimantes Thermo Fisher® DT480\* les 50

Manchons 75 cassettes pour imprimantes Leika® et Sakura® [3] DL480\* les 10

\* Ajouter à la référence la lettre correspondant au coloris choisi.



## Cassettes d'inclusion à trous

certification  
CE IVD 98/79

- finition parfaite
- utilisation du même conteneur pendant le processus de préparation jusqu'à l'archivage
- couvercle jetable équipé d'un ergot facilitant l'ouverture de la cassette
- fermeture avec clip
- bande de marquage à l'avant de la cassette
- excellente résistance aux solvants et aux décalçifiants

couleur	référence	Prix HT
blanc	LX53101	les 250
jaune	LX53102	les 250
vert	LX53103	les 250
rose	LX53104	les 250
bleu	LX53105	les 250

## Capsules pour tissus

certification  
CE IVD 98/79

- en polystyrène
- peuvent contenir des échantillons de tissus pendant le traitement
- couvercle avec zone de marquage clipsable sur la base
- maillage ouvert pour faciliter l'échange de fluide sur une partie du couvercle et sur la base

dimensions	référence	Prix HT
28 x h5 mm	DS4701	les 1000
38 x h10 mm	DS4702	les 1000

## Anneaux d'inclusion

certification  
CE IVD 98/79

- en polystyrène très résistant
- maintien ferme de l'échantillon de tissu
- inclusion des échantillons dans la paraffine et la coupe au microscope
- surface de marquage sur l'anneau

couleur	référence	Prix HT
blanc	DS4601	les 250
rose	DS4602	les 250
vert	DS4603	les 250
jaune	DS4604	les 250
bleu	DS4605	les 250

## Anneaux d'inclusion

certification  
CE IVD 98/79

- réalisation des petits blocs de paraffine compacts et uniformes qui résistent parfaitement à la pression du microtome
- bande de marquage pour une identification parfaite
- dimensions : 23 x 23 mm

couleur	référence	Prix HT
blanc	LX53301	les 250
jaune	LX53302	les 250
rose	LX53304	les 250
bleu	LX53305	les 250