

## Bain et séchage histologique avec éclairage LED

CE IVD  
98/79



- bain amovible en Pyrex capacité 2 litres, dimensions 350 x 220 x h45 mm
- plaque de séchage capacité 13 lames, dimensions 330 x 90 mm
- sonde de température incluse
- support en Téflon pour le bain
- température du bain et de la plaque de séchage : de ambiante à +75°C, incrément 1°C
- panneau de commande : réglage de la température du bain, de la température

- la plaque de séchage et de l'intensité lumineuse
- éclairage LED sous le bain pour une vue optimale des échantillons en flottaison
- sécurité de surchauffe
- mémorisation des paramètres de réglage
- dimensions / poids : 420 x p510 x h160 mm / 9,5 kg

référence

Prix HT

HT1400 Bain et séchage histologique avec éclairage LED

## Bain et séchage histologique avec petite étuve

CE IVD  
98/79



- bain amovible en Téflon capacité 2 litres, dimensions 180 x 130 x h80 mm
- étuve, dimensions 210 x 100 x h105 mm
- support de séchage capacité 40 lames, dimensions 230 x 150 x h50 mm
- température du bain, de l'étuve et de la plaque de séchage : +30°C à +90°C

- panneau de commande : réglage indépendant de la température du bain, de l'étuve et du support de séchage
- mémorisation des paramètres de réglage
- minuteur
- dimensions / poids : 510 x p335 x h225 mm / 13,6 kg

référence

Prix HT

HT1410 Bain et séchage histologique avec petite étuve

## Cytocentrifugeuse

CE IVD  
98/79



i

Applications multiples :  
cytologie, histologie, hématologie,  
oncologie, immunochimie,  
sérologie et microbiologie.

- ouverture pneumatique du couvercle
- structure en alliage acier-aluminium
- chambre du rotor en acier inoxydable
- sécurité en cas de non fermeture du couvercle
- écran LED
- 10 modes d'accélération et de décélération
- mémorise jusqu'à 10 programmes
- minuteur 0 à 9999 minutes ou en continu
- sécurité anti balourd, survitesse et surchauffe
- silencieux : ≤ 55 dB
- vitesse : 200 à 2000 tr/min, 550 g max.
- capacité max. : 12 lames
- rotor autoclavable +121°C
- dimensions : 325 x 470 x h275 mm
- poids : 21,8 kg

référence

Prix HT

HT1500 Cytocentrifugeuse