



Armoires ventilées et filtrées pour produits corrosifs

- ▶ porte pleine ou vitrée
- ▶ armoire standard ou ventilée
- ▶ étagères en bac de rétention

- construction double paroi en acier galvanisé, épaisseur 10 mm, recouverte de peinture époxy résistante aux acides
- armoire livrée avec **3 étagères en acier peint en forme de bac de rétention**, position réglable (autres matières en option)
- charge maximum : 80 kg par étagère
- serrure de porte avec 1 clé
- ouverture de porte à 110°
- **option séparation verticale** : montage d'une cloison verticale au milieu des armoires 2 portes pour créer deux compartiments distincts (les 3 étagères livrées en standard sont remplacées par 4 étagères LMS164)
- raccord de sortie Ø 120 mm
- pieds en acier à hauteur réglable

Modèles ventilés et filtrés

- aspiration des vapeurs par ventilateur intégré, carter en acier peint, moteur IP44, débit 200 m³/h
- filtration assurée par filtre au charbon actif à cartouche interchangeable
- rejet des vapeurs à l'extérieur du bâtiment obligatoire



8 (livrée avec 3 étagères)
+ 1 étagère supplémentaire LMS164
+ 4 jeux de glissières LMS167



	armoire 2 compartiments superposés	armoires 1 porte pleine	armoires 2 portes pleines	armoires 1 porte vitrée	armoires 2 portes vitrées
largeur externe	600 mm	600 mm	1140 mm	600 mm	1140 mm
volume interne	2 x 220 litres	450 litres	890 litres	450 litres	890 litres
dim. internes (lxpxh)	550 x 550 x h1500 mm	550 x 550 x h1500 mm	1080 x 550 x h1500 mm	550 x 550 x h1500 mm	1080 x 550 x h1500 mm
étagères nb. livrées / nb. max.	2+2 / 3+3 étagères	3 / 5 étagères	3 / 5 étagères	3 / 5 étagères	3 / 5 étagères
dim. étagères (lxpxh)	490 x 550 x h30 mm	490 x 550 x h30 mm	1030 x 550 x h30 mm	490 x 550 x h30 mm	1030 x 550 x h30 mm
capacité de rétention étagère	7 litres	7 litres	15 litres	7 litres	15 litres
dim. ext. non ventilée (lxpxh)	-	600 x 600 x h1600 mm	1140 x 600 x h1600 mm	600 x 600 x h1600 mm	1140 x 600 x h1600 mm
dim. ext. ventilée (lxpxh)	600 x 600 x h1900 mm	600 x 600 x h1900 mm	1140 x 600 x h1900 mm	600 x 600 x h1900 mm	1140 x 600 x h1900 mm
poids non vent. / ventilée	85 kg	70 / 80 kg	110 / 125 kg	70 / 80 kg	110 / 125 kg
Armoires standard	-	LMS400 [1]	LMS900 [2]	LMS400V [3]	LMS900V [4]
Armoires ventilées	LMS200 [5]	LMS410 [6]	LMS910 [7]	LMS410V [8]	LMS910V [9]
accessoires					
étagère acier peint	LMS164	LMS164	LMS921	LMS164	LMS921
jeu de glissières pour étagère LMS164	-	LMS167	-	LMS167	-
étagère inox	-	LMS165	LMS922	LMS165	LMS922
étagère polypropylène	-	LMS166	LMS923	LMS166	LMS923
filtre de recharge	LMS102	LMS102	LMS103	LMS102	LMS103
séparation verticale + 4 étagères	-	-	LMS104	-	LMS104