

Armoires de sécurité en bois pour produits corrosifs

 Le bois offre une excellente résistance à la déformation (supérieure au métal) ainsi qu'à la corrosion.

Armoire ventilée en bois
deux compartiments



- construction en bois aggloméré hydrofuge et peinture époxy résistante aux acides
- **étagères** en forme de bac de rétention, position réglable
- compartiment "acides" : étagères en acier laqué
- compartiment "bases" : étagères en acier inox
- **ventilation** : système d'aspiration des vapeurs par ventilateur intégré, protection thermique du moteur, IP44, 200 m³/h, raccord de sortie Ø 120 mm, alim. : 230 V
- **filtration** assurée par filtre au charbon actif à cartouche interchangeable
- rejet des vapeurs à l'extérieur du bâtiment obligatoire
- **serrure de porte livrée avec 1 clé**
- ouverture de porte à 110°

	armoires 2 portes
volume interne	2 x 220 litres
dim. internes (lxpxh)	550 x 550 x h1500 mm
étagères livrées / max.	2 / 3 par compartiment
dim. étagères (lxpxh)	450 x 250 x h25 mm
charge max.	80 kg / étagère
capacité de rétention étagère	7 litres / étagère
dim. externes (lxpxh)	600 x 600 x 1900 mm
poids	95 kg
Armoire ventilée	LMB200

Armoires en bois



- construction en bois aggloméré hydrofuge, et peinture époxy résistante aux acides
- pieds en acier, hauteur réglable
- **3 étagères** plastique en forme de bac de rétention, position réglable
- **serrure de porte livrée avec une clé**
- ouverture de porte à 110°
- alarme d'ouverture de porte en option, sur demande
- double porte : séparation des compartiments

Modèles ventilés et filtrés

- **aspiration des vapeurs par ventilateur intégré**, carter en acier peint, moteur IP44, débit 200 m³/h
- **filtration** assurée par filtre au charbon actif à cartouche interchangeable
- rejet des vapeurs à l'extérieur du bâtiment obligatoire



1



2



3



4

	armoires 1 porte	armoires 2 portes
volume interne	450 litres	890 litres
dimensions internes (lxpxh)	550 x 550 x h1500 mm	1080 x 550 x h1500 mm
étagères livrées / max.	3 / 5 étagères	3 / 5 étagères
dimensions étagères (lxpxh)	490 x 550 x h30 mm	1030 x 550 x h30 mm
charge max.	80 kg / étagère	80 kg / étagère
capacité de rétention étagère	7 litres	15 litres
dimensions externes (lxp)	600 x 600 mm	1140 x 600 mm
hauteur sans / avec ventilation	h1600 / h1900 mm	h1600 / h1900 mm
poids non vent. / ventilée	70 / 80 kg	110 / 125 kg
Armoires standard	LMB400 1	LMB900 2
Armoires ventilées et filtrées	LMB410 3	LMB910 4