



## Armoires de sécurité pour bouteilles de gaz, certifiées EN14470-2

- ▶ installation directe à l'intérieur d'un bâtiment en toute sécurité
- ▶ certifiées EN14470-2 / 30 minutes et EN14470-1 / 90 minutes pour produits inflammables

### Construction

- construction en "sandwich" : parois extérieures en tôle d'acier revêtue de poudre de plastique, cloisons internes en plâtre et bois, parois intérieures et tiroirs en tôle d'acier
- serrure de porte à canon interchangeable, personnalisation possible
- 6 ou 12 pré-trous de perçage sur le toit de l'armoire pour les conduites de gaz et les capteurs, perçage à effectuer par l'utilisateur
- borne de mise à la terre
- armoire 1 porte, largeur 600 mm : porte ouverture à gauche ou à droite, au choix, à préciser à la commande

### Équipements intérieurs

- chargement facile : rampe d'accès rabattable en aluminium
- maintien des bouteilles par sangles de sécurité
- montage facile des serpentins et manomètres

### Ventilation

- aération haute et basse à l'intérieur de l'armoire
- raccord de ventilation sur le toit pour ventilateur externe (NW Ø75 mm), ventilation en option sur demande



### Ventilation et filtration

- EX8436 ventilation 120 v/h : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation long. max. 5 mètres



Armoires EN14470-2 - 30 minutes

Largeur	armoire 600 mm	armoire 900 mm	armoire 1200 mm	armoire 1400 mm
capacité	2 x bouteilles 50 litres	3 x bouteilles 50 litres	4 x bouteilles 50 litres	4 x bouteilles 50 litres
porte	1 porte	2 portes	2 portes	2 portes
dimensions internes (lxpxh)	490 x 450 x h1900 mm	790 x 450 x h1900 mm	1090 x 450 x h1900 mm	1290 x 450 x h1900 mm
nombre de passages sur le toit	12 passages	24 passages	48 passages	60 passages
dimensions externes (lxpxh)	600 x 615 x h2050 mm	900 x 615 x h2050 mm	1200 x 615 x h2050 mm	1400 x 615 x h2050 mm
poids	290 kg	340 kg	470 kg	510 kg
Armoires pour bouteilles de gaz 30 minutes	EX7660 [1]	EX7690 [2]	EX7620 [3]	EX7640 [4]
étagère latérale (pour bouteilles 10 l)	EX7650 [9]	EX7650 [9]	EX7650 [9]	EX7650 [9]
ventilation standard rejet ext.	EX8436 [4]	EX8436 [4]	EX8436 [4]	EX8436 [4]

Armoires EN14470-2 - 90 minutes

Largeur	armoire 600 mm	armoire 600 mm	armoire 900 mm	armoire 1200 mm	armoire 1400 mm
capacité	1 x bouteille 50 litres	2 x bouteilles 50 litres	3 x bouteilles 50 litres	4 x bouteilles 50 litres	4 x bouteilles 50 litres
porte	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes	2 portes
dimensions internes (lxpxh)	440 x 400 x h1875 mm	440 x 400 x h1875 mm	740 x 400 x h1875 mm	1040 x 400 x h1875 mm	1240 x 400 x h1875 mm
nombre de passages sur le toit	12 passages	12 passages	24 passages	48 passages	60 passages
dimensions externes (lxpxh)	600 x 615 x h2050 mm	600 x 615 x h2050 mm	900 x 615 x h2050 mm	1200 x 615 x h2050 mm	1400 x 615 x h2050 mm
poids	305 kg	367 kg	355 kg	485 kg	525 kg
Armoires pour bouteilles de gaz 90 minutes	EX9360 [5]	EQ8020 [1]	EX9300 [6]	EX9400 [7]	EX9500 [8]
ventilation standard rejet ext.	EX7650 [9]	EX7650 [9]	EX7650 [9]	EX7650 [9]	EX7650 [9]