



Armoires de sécurité sous pailleuse pour produits corrosifs acides / bases

Construction

- extérieur en acier recouvert époxy gris
- intérieur en panneaux mélaminés
- deux compartiments séparés par une paroi hermétique, ouverture et fermeture des portes séparées
- dispositif de compensation des inégalités du plancher
- deux portes battantes, modèles largeur 600 mm, charnière à droite ou à gauche
- joints à lèvres en plastique empêchant les vapeurs dangereuses de s'échapper
- serrure à cylindre
- protection contre une utilisation non autorisée

Ventilation

- évacuation d'air séparée pour chaque compartiment
- conduits d'air intégrés, anti-corrosion et raccord de sortie Ø 75 mm

Équipements intérieurs au choix

- 1 à 4 étagères coulissantes avec bacs de rétention amovibles en PE, capacité 25 kg



Largeur	600 mm		1100 mm	1400 mm
	charnière à gauche	charnière à droite		
portes	1 porte		2 portes	3 portes
dimensions externes (lxpxh)	590 x 570 x h600 mm		1100 x 570 x h600 mm	1400 x 570 x h600 mm
dimensions interne (lxpxh)	488 x 530 x 562 mm		(2 x) 489 x 531 x 562 mm	(2 x) 489 x 531 x 562 mm
poids	40 kg		60 kg	80 kg
ensemble d'équipement intérieur				
1 étagère coulissante avec bac de rétention	ES3360	ES3370	-	-
2 étagères coulissantes avec bac de rétention	ES3365	ES3375 [1]	ES3380	ES3390 [3]
4 étagères coulissantes avec bac de rétention	-	-	ES3385 [2]	ES3395
ventilation				
Ventilation standard	EX6010 [4]	EX6010 [4]	EX6010 [4]	EX6010 [4]