

Armoires de sécurité multirisques hauteur comptoir h1400 mm

- ▶ conformes aux articles R5162 et R5170 du Code de la Santé Publique



Conformité et sécurité

- pour le stockage de produits dangereux conformément à la réglementation
- conformes aux articles R5162 et R5170 du Code de la Santé Publique
- conformes aux recommandations de l'INRS
- pictogrammes normalisés conformes aux normes **NFX 08.003, ISO 3864** et à la **directive européenne 92/58/CEE**

Ventilation

- ouverture d'aération en partie inférieure
- raccord de ventilation Ø 75 mm
- ventilation en option, page 25

Construction

- construction robuste en acier avec revêtement époxy
- châssis gris RAL 7035, portes jaunes RAL 1004.
- étagères en forme de bac de rétention, hauteur 50 mm, charge max. admissible 50 kg, position réglable en hauteur par pas de 25 mm
- angle d'ouverture de porte : 115°
- serrure de sécurité 2 points intégrée dans la poignée

	armoire largeur 600 mm	armoire largeur 950 mm	armoire largeur 1200 mm
dim. internes	595 x p460 x h1290 mm	945 x p460 x h1290 mm	1195 x p460 x h1290 mm
dim. externes	600 x p500 x h1400 mm	950 x p500 x h1400 mm	1200 x p500 x h1400 mm
étagères	3 étagères	3 étagères	3 étagères
poids	45 kg	55 kg	75 kg
Armoires	ES1410 1	ES1420 2	ES1430