


AUTOCLAVES

Boîtes cylindriques en acier inox



- pour la stérilisation des pipettes

dimensions	référence	Prix HT
Ø 70 x h260 mm	CP7026	191,00 €
Ø 70 x h400 mm	CP7040	
Ø100 x h250 mm	CP1025	270,00 €
Ø140 x h350 mm	CP1340	

Boîtes cylindriques en acier inox



- pour la stérilisation des boîtes de Pétri

dimensions	capacité	référence	Prix HT
Ø100 x h270 mm	10 boîtes Ø80 mm	CP1027	256,00 €
Ø100 x h410 mm	18 boîtes Ø80 mm	CP1041	274,00 €
Ø140 x h270 mm	10 boîtes Ø120 mm	CP1326	
Ø140 x h410 mm	18 boîtes Ø120 mm	CP1347	


Disques déodorants pour autoclave

- neutralisent les odeurs dégagées pendant l'autoclavage
- se placent directement dans les sacs d'autoclave
- substance spéciale dégagée par l'élévation de température
- disques Ø 32 mm
- modèle triple-puissance, Ø 57 mm, 3x plus de substances neutralisantes que les modèles standard, pour sacs grandes dimensions



référence	Prix HT
H13198 Disques déodorants Ø 38 mm, les 100	
H13199 Disques déodorants Ø 57 mm, les 100	

Rubans adhésifs indicateurs d'autoclavage



- "sterilized" apparaît à la fin de l'autoclavage
- existe en deux formats avec ou sans ligne d'identification
- longueur : 13 mètres
- largeur : 25 mm

référence	Prix HT
RK7000 1 Rubans adhésifs d'autoclavage "sterilized", largeur 25 mm, le rouleau de 13 mètres	
RK7100 2 Rubans adhésifs d'autoclavage "sterilized" avec identification, largeur 25 mm, le rouleau de 13 mètres	

Sacs pour autoclave



- sacs en polyéthylène haute densité, extrêmement solide
- épaisseur : 30 à 37 µm
- température +150°C (sauf AB200100 +121°C)

capacité	dim.	référence	Prix HT
12 litres	30 x 60 cm	AB200310	les 500
24 litres	40 x 75 cm	AB200311	les 300
34 litres	75 x 50 cm	AB200100	les 100
49 litres	60 x 75 cm	AB200312	les 200
100 litres	75 x 90 cm	AB200318	les 100


Papier de stérilisation



- papier crêpé 60 g/m²
- conforme à la norme EN 886-2
- couleur : **blanc** ou **vert**
- applications : conditionnement du linge médical, instruments médico-chirurgicaux autres articles avant stérilisation et par chaleur humide

dimensions	référence	Prix HT
	blanc vert	
300 x 300 mm	LMR9259 -	les 2000
480 x 590 mm	LMR9269 -	les 500
500 x 500 mm	LMR9252 LMR9262	les 500
600 x 600 mm	LMR9253 LMR9263	les 500
600 x 900 mm	LMR9261 -	les 250
900 x 900 mm	- LMR9266	les 250
1000 x 1000 mm	LMR9257 LMR9267	les 250
1200 x 1200 mm	LMR9258 -	les 100

Billes déodorantes pour autoclave



- déodorant pour autoclave : élimination efficace des mauvaises odeurs
- confort de travail : une bille pour un autoclave de 200 litres
- compatible tout autoclave, sans effet sur l'autoclavage
- 100% naturel
- 100% biodégradable
- parfum doux à base d'extraits de menthe et d'eucalyptus, citron, extraits de pomme verte, extraits de pêche, d'extraits de fleurs

senteur	référence	Prix HT
menthe	H3201	les 100
pomme	H3202	les 100
citron	H3203	les 100
fleur	H3204	les 100
pêche	H3205	les 100