

## Ensemenceurs stériles à usage unique

### Ensemenceur aiguille



► 2 extrémités aiguille

- aiguilles : Ø 1,5 mm  
tige : 198 mm  
manche : 132 mm
- en polystyrène haute résistance
- coloris jaune
- surface lisse
- flexibles
- stériles en emballage par 25 : sachet refermable à fermeture zippée étanche

emb.	référence	Prix HT
par 25	BL1240	les 1000



### Ensemenceur InoLOOP™

- en polystyrène
- lisses et souples
- embout en forme d'aiguille
- stériles en emballage par 10, emballage zippé inviolable refermable

emb.	référence	Prix HT
par 10	DS3615	les 1000



### Ensemenceurs

- en polystyrène
- à usage unique
- lisses et flexibles
- embout en forme d'aiguille
- stériles en emballage individuel peel-pack, ou en sachet zippé par 25

emb.	référence	Prix HT
individuel	TS1401	les 1000
par 25	TS1402	les 1000



## Étaleurs stériles à usage unique

### Étaleurs en L coloris orange

► surface lisse

- en polystyrène
- dimensions :  
tige : 144 mm  
étaleur : 33,2 mm  
angle étaleur / extrémité : 135°
- extrémité relevée pour éviter de griffer la surface du milieu de culture
- stérile en emballage individuel ou stérile en emballage par 10

emb.	référence	Prix HT
ind.	BL1250	les 500
par 10	BL1251	les 500



### Étaleurs en L coloris bleu

- en polystyrène
- rigides
- extrémité relevée pour éviter de griffer la surface du milieu de culture
- stériles en sachet zippé par 25

emb.	référence	Prix HT
par 25	TS1505	les 1000




### Étaleurs en L coloris blanc

► étaleur large : 38 mm

- en polystyrène
- dimensions :  
tige : 145 mm  
étaleur : 38 mm
- extrémité relevée pour éviter de griffer la surface du milieu de culture
- stériles par rayons gamma, en emballage individuel ou par lot de 5

emb.	référence	Prix HT
ind.	AB200510	les 500
par 5	AB200500	les 1000



### Étaleurs en L transparent

- en polystyrène
- extrémité relevée pour éviter de griffer la surface du milieu de culture
- stériles en emballage individuel peel-pack, ou en sachet zippé par 5 ou 25

emb.	référence	Prix HT
ind.	TS1501	les 1000
par 5	TS1502	les 1000
par 25	TS1503	les 1000



### Étaleurs en T

- en polystyrène vert
- dimensions :  
tige : 176 mm  
étaleur : 36 mm
- stériles, en emballage individuel

emb.	référence	Prix HT
ind.	DS3610	les 100

