

Bains-marie électroniques

temp. maxi
+100°C

- ▶ panneau de commande et affichage inclinés
- ▶ double affichage digital simultané

- cuve intérieure en acier inox poli, fond lisse, résistance chauffante sous le réservoir, non apparente
- plaque de fond de cuve pour une répartition uniforme de la chaleur
- construction extérieure en acier peint, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
- poignées latérales
- classe de sécurité I selon DIN 12876-1, pour liquides non inflammables
- large écran LCD rétroéclairé
- affichage simultané : température de consigne et température effective
- contrôleur de température avec pré-réglages des 3 températures les plus utilisées
- minuterie intégrée

- panneau de contrôle intuitif et verrouillable pour éviter la modification des réglages
- sécurité de température
- couvercle à charnières en polycarbonate transparent en forme toit
- robinet de vidange à l'arrière, selon modèle
- livrés complets avec couvercle et plaque de fond de cuve



5



1



2



3



4

capacité	2 litres [1]	5 litres [2]	10 litres [3]	20 litres [4]	28 litres [5]
température	ambiante+5°C à +100°C	ambiante+5°C à +100°C	ambiante+5°C à +100°C	ambiante+5°C à +100°C	ambiante+5°C à +100°C
stabilité à 70°C / homogénéité	±0,1°C / ±0,2°C	±0,1°C / ±0,2°C	±0,1°C / ±0,2°C	±0,1°C / ±0,2°C	±0,1°C / ±0,2°C
étalonnage de température	en 1 point	en 1 point	en 1 point	en 1 point	en 1 point
robinet de vidange	-	-	robinet de vidange	robinet de vidange	robinet de vidange
capacité portoirs	1 portoir	1 portoir	4 portoirs	5 portoirs	5 portoirs
dimensions intérieures (L x l x p)	99 x 109 x p152 mm	127 x 274 x p152 mm	269 x 295 x p152 mm	241 x 432 x p152 mm	241 x 432 x p203 mm
dimensions extérieures (l x p x h)	305 x 229 x h343 mm	305 x 368 x h345 mm	432 x 393 x h393 mm	445 x 572 x h393 mm	445 x 572 x h457 mm
poids	4 kg	6 kg	10 kg	11 kg	13 kg
puissance	120 W	360 W	1000 W	1400 W	1400 W
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Bains-marie électroniques	BM1302	BM1305	BM1310	BM1320	BM1328
accessoires					
portoirs inox pour tubes 10-13 mm	-	BM1333 ⁽²⁾	BM1333 ⁽²⁾	BM1333 ⁽²⁾	BM1333 ⁽²⁾
portoirs inox pour tubes 14-18 mm	-	BM1334 ⁽²⁾	BM1334 ⁽²⁾	BM1334 ⁽²⁾	BM1334 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pour 15 tubes. ⁽²⁾ Pour 30 tubes.