

## Thermostat à immersion

- ▶ pompe et système de chauffage intégrés
- ▶ double affichage digital simultané : températures effective et de consigne
- ▶ pour bain jusqu'à 28 litres
- ▶ emprise réduite dans la cuve

- grand écran LCD, clavier de commande simple et intuitif
- pince de fixation réglable, pour cuves à parois plates ou arrondies
- sécurités de surchauffe et de niveau

thermostat à immersion	
température	T° ambiante+20 à +135°C
stabilité	±0,07°C
capacité maximum du bain	28 litres
puissance de chauffe	1100 W
sécurité de T°C	classe I
pompe d'homogénéisation	10,6 l/min
dimensions (LxLxh) / poids	97 x 109 x h358 mm / 4,5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
<b>Thermostat à immersion</b>	<b>TT1020</b>



### Cuves en acier inox

- cuves ouvertes
- température du liquide jusqu'à +150°C
- en acier inoxydable embouti d'une seule pièce
- coins intérieurs arrondis pour un nettoyage facile



capacité	dim. internes (LxIxp)	dim. externes (LxIxh)	référence	Prix HT
13 litres	229 x 165 x 203 mm	321 x 289 x 244 mm	BM2013	
28 litres	445 x 241 x 203 mm	530 x 327 x 244 mm	BM2028	

### Cuves en acier inox

- température jusqu'à 150°C
- en acier inoxydable (intérieur et extérieur)



capacité	dim. internes (LxIxp)	dim. externes (LxIxh)	référence	Prix HT
9 litres	290 x 220 x 150 mm	380 x 290 x 180 mm	BN1830	
12 litres	320 x 290 x 150 mm	380 x 350 x 180 mm	BN1831	
20 litres	480 x 290 x 150 mm	550 x 350 x 180 mm	BN1832	
27 litres	480 x 290 x 200 mm	550 x 350 x 230 mm	BN1833	
50 litres	600 x 480 x 200 mm	670 x 550 x 230 mm	BN1834	

### Cuves en polycarbonate

- cuves ouvertes en polycarbonate
- température du liquide jusqu'à +85°C
- robinet de vidange sur les cuves de capacité de 17 à 28 litres
- fond de réservoir légèrement sur-élevé
- poignées de sécurité



capacité	dim. internes (LxIxp)	dim. externes (LxIxh)	référence	Prix HT
8 litres	284 x 156 x 203 mm	302 x 174 x 232 mm	BM2208	
11 litres	389 x 156 x 203 mm	406 x 174 x 232 mm	BM2211	
14 litres	493 x 156 x 203 mm	513 x 174 x 232 mm	BM2214	
17 litres	312 x 305 x 203 mm	351 x 324 x 232 mm	BM2217	
23 litres	417 x 305 x 203 mm	455 x 324 x 232 mm	BM2223	
28 litres	523 x 305 x 203 mm	561 x 324 x 232 mm	BM2228	

### Cuves en plastique

- température jusqu'à 60°C



capacité	dim. internes (LxIxp)	dim. externes (LxIxh)	référence	Prix HT
10 litres	165 x 400 x 150 mm	173 x 408 x 158 mm	BN1840	
13 litres	230 x 400 x 150 mm	238 x 408 x 158 mm	BN1841	
30 litres	300 x 500 x 200 mm	308 x 508 x 208 mm	BN1842	