Balances analytiques économiques



portée 120 à 610 g plateau inox Ø 80 mm

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- · 8 unités de poids internationales
- possibilité de pesage sous le plateau pour le modèle graphique
- large chambre de pesée avec pare-brise en verre à 3 portes coulissantes, dim. 171 x 162 x h225 mm
- dim.: 215 x 345 x h345 mm / 6,5 kg
- alim: 230 V 50 Hz
- · livrées avec housse de protection



					_	_	
portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	écran LCD 1		écran graphique rétroéclairé 2	
				étalonnage externe	étalonnage interne	étalonnage externe	étalonnage interne
120 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,3 mg	LB6120	LB1400	LB7120	LB7125
220 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,3 mg	LB6210	LB1500	LB7210	LB7215
250 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,3 mg	LB6250	LB6255	LB7250	LB7255
310 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,4 mg	-	LB6315	-	LB7315
accessoires séi	accessoires série B page 752						

balances analytiques 0,1 mg grande portée 410 à 610 g



- 8 unités de poids internationales
- possibilité de pesage sous le plateau pour le modèle graphique
- large chambre de pesée avec pare-brise en verre à 3 portes coulissantes, dim. 171 x 162 x h225 mm
- dim.: 215 x 345 x h345 mm / 7,2 kg
- alim: 230 V 50 Hz
- livrées avec housse de protection



portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	écran LCD 3	écran graphique rétroéclairé 4		
				étalonnage interne	étalonnage interne		
410 g	0,1 mg	0,1 mg ≤ 220 g / 0,3 mg de 220 à 310 g / 0,35 mg de 310 à 410 g	± 0,5 mg	LB9241	LB9341		
510 g	0,1 mg	0,1 mg ≤ 220 g / 0,3 mg de 220 à 310 g / 0,35 mg de 310 à 510 g	± 0,5 mg	LB9251	LB9351		
610 g	0,1 mg	0,1 mg ≤ 220 g / 0,3 mg de 220 à 310 g / 0,35 mg de 310 à 610 g	± 0,5 mg	LB9261	LB9361		
1000 g	0,1 mg	0,3 mg ≤ 500 g / 0,4 mg de 500 à 1000 g	± 0,5 mg	LB9271	LB9371		
accessoir	accessoires série B page 752						

Imprimantes série B pour balances

Imprimante batterie interne



• livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C

Imprimante standard



- indication de la date et de l'heure
- impression sur rouleau papier ou étiquettes autocollantes
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

	LB2514	LB2510	
type papier	papier thermique	papier thermique	
vitesse impression	50 mm /sec	50 mm /sec	
largeur papier	48 mm	48 mm	
caractères/ligne	384 caractères/ligne	384 caractères/ligne	
dimensions (lxpxh) / poids	66 x 105 x h57 mm / 280 g	106 x 184 x h110 mm / 950 g	
alimentation	batterie rechargeable sur secteur	230 V	
interface	RS232C	RS232C	
Imprimantes pour balances	LB2514 1	LB2510 2	
accessoires			
rouleau de papier pour imprimante	LB2612	LB2511	
rouleau d'étiquettes pour imprimante	-	LB2611	
convertisseur RS232/USB (branchement d'un PC)	LB2615	LB2615	