cage de pesée

ronde Ø150 x h70 mm

2



- niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- pieds réglables avec niveau à bulle
- pare-brise en verre rond
- dim.: 215 x 345 x h155 mm / 3,5 kg
- alim.: secteur 230 V 50 Hz ou batterie interne rechargeable, batterie externe en option

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	écran LCD rétroéclairé 1 écran graphique rétroéclairé 2		écran graphique rétroéclairé 2
				étalonnage externe	étalonnage interne	étalonnage interne
210 g	1 mg	0,6 mg	±3mg	LB0210	LB0211	LW1622
310 g	1 mg	0,6 mg	±3mg	LB0310	LB0311	LW1632
420 g	1 mg	1 mg	±4 mg	LB0420	LB0421	LW1643
accessoires série B page 752						
pack batterie externe rechargeable				LB1555	LB1555	LB1555

1



- technologie de pesée : jauge de contrainte
- possibilité de peser sous le plateau
- 8 unités de poids internationales
- pieds réglables avec niveau à bulle
- grand pare-brise en verre avec 3 portes coulissantes
- dim.: 215 x 345 x h345 mm / 4,4 kg
- alim.: secteur 230 V 50 Hz ou batterie interne rechargeable, batterie externe en option
- · livrées avec housse de protection



portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	écran LCD rétroéclairé ③	écran graphique rétroéclairé 4
				étalonnage interne	étalonnage interne
210 g	1 mg	0,6 mg	±3mg	LB0213	LW1723
310 g	1 mg	0,6 mg	±3mg	LB0313	LW1732
420 g	1 mg	1 mg	±4mg	LB0423	LW1743
accessoires série B page 752					
pack batterie externe rechargeable				LB1555	LB1555
					-

## Imprimantes série B pour balances

## Imprimante batterie interne



• livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C

## Imprimante standard



- indication de la date et de l'heure
- impression sur rouleau papier ou étiquettes autocollantes
- · livrée avec adaptateur secteur 230 V

	LB2514	LB2510
type papier	papier thermique	papier thermique
vitesse impression	50 mm /sec	50 mm /sec
largeur papier	48 mm	48 mm
caractères/ligne	384 caractères/ligne	384 caractères/ligne
dimensions (lxpxh) / poids	66 x 105 x h57 mm / 280 g	106 x 184 x h110 mm / 950 g
alimentation	batterie rechargeable sur secteur	230 V
interface	RS232C	RS232C
Imprimantes pour balances	LB2514 1	LB2510 2
accessoires		
rouleau de papier pour imprimante	LB2612	LB2511
rouleau d'étiquettes pour imprimante	-	LB2611
convertisseur RS232/USB (branchement d'un PC)	LB2615	LB2615