exactitude

1 mg

balances

écran graphique

compte-pièce

• pesée en %

totalisation

statistiques

fonction BPL

pesée d'animaux

contrôle mini/maxi

· détermination densité

· mémoire valeur max.



plateau inox 500 gà 2,1 kg Ø 110 mm 1 mg · technologie de pesée : com-

- pensation électromagnétique · possibilité de peser sous le
- plateau · 8 unités de poids internatio-
- nales · niveau de filtrage réglable pour pesée en environnement défavorable
- · pieds réglables avec niveau à bulle
- · pare-brise en verre rond
- dim.: 215 x 345 x h155 mm / 4.6 kg
- alim.: 230 V 50 Hz
- · livroce avec houses de protection



écran LCD pesée d'animaux

balances

- · contrôle mini/maxi
- totalisation · détermination densité
- · mémoire valeur max.
- statistiques

2

• interface RS232

écran graphique

- formulation (base de données de recettes, mémoire 99 recettes de 20 ingrédients chacune)
 - multilingues
 - heure / date
 - interface RS232

cage de pesée ronde Ø150 x h70 mm

• livrees avec no	• Inviees avec nousse de protection						
portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	écran LCD r	étroéclairé 1	écran graphique rétroéclairé 2	
				étalonnage externe	étalonnage interne	étalonnage externe	étalonnage interne
520 g	1 mg	1 mg	±2mg	LB9004	-	LW1452	LW1453
720 g	1 mg	1 mg	±2mg	LB9023	LB3013	LW1472	LW1473
1,0 kg	1 mg	1 mg	±3mg	LB9024	LB3003	LW1410	LW1411
1,2 kg	1 mg	1 mg	±3mg	LB9025	LB3014	LW1412	LW1413
720 g/1,2 kg	1/10 mg	1/5 mg	±2mg	-	-	-	-
accessoires série B page 752							

1



- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- · possibilité de peser sous le plateau
- 8 unités de poids internationales
- · pieds réglables avec niveau à bulle
- · grand pare-brise en verre avec 3 portes coulissantes
- dim.: 215 x 345 x h345 mm / 6,2 kg
- alim. : 230 V 50 Hz
- · livrées avec housse de protection



portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	écran LCD rétroéclairé 1	écran graphique rétroéclairé 2
				étalonnage interne	étalonnage interne
520 g	1 mg	1 mg	±2mg	LW1521	LW1553
1,2 kg	1 mg	1 mg	±3mg	LW1201	LW1513
2,1 kg	1 mg	1 mg	±5mg	LW1222	LW1519
accessoires sér	ie B page 752				

Imprimantes série B pour balances

Imprimante batterie interne



• livrée avec adaptateur secteur 230 V et câble RS232C

Imprimante standard



- indication de la date et de l'heure
- impression sur rouleau papier ou étiquettes autocollantes
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

	LB2514	LB2510	
type papier	papier thermique	papier thermique	
vitesse impression	50 mm /sec	50 mm /sec	
largeur papier	48 mm	48 mm	
caractères/ligne	384 caractères/ligne	384 caractères/ligne	
dimensions (lxpxh) / poids	66 x 105 x h57 mm / 280 g	106 x 184 x h110 mm / 950 g	
alimentation	batterie rechargeable sur secteur	230 V	
interface	RS232C	RS232C	
Imprimantes pour balances	LB2514 1	LB2510 2	
accessoires			
rouleau de papier pour imprimante	LB2612	LB2511	
rouleau d'étiquettes pour imprimante	-	LB2611	
convertisseur RS232/USB (branchement d'un PC)	LB2615	LB2615	