Balances industrielles ultra-précises










- compte-pièce pesée d'animaux pesée en %
- formulation
- interface RS232





- technologie de pesée : jauge de contrainte
- affichage LCD rétroéclairé chiffres hauteur 18 mm
- 10 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- boîtier en métal robuste et stable
- alim. : secteur 230 V 50 Hz
- dim. (lxpxh) : 350 x 390 x h120 mm / 7 kg
- · livrées avec housse d'utilisation transparente

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage	externe
6 kg	0,02 g	0,04 g	± 0,1 g	FKB06001	
8 kg	0,05 g	0,05 g	± 0,15 g	FKB08001	
16 kg	0,05 g	0,1 g	± 0,25 g	FKB16000	
16 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	FKB16001	_
36 kg	0,1 g	0,2 g	± 0,5 g	FKB36000	
36 kg	0,2 g	0,2 g	± 0,6 g	FKB36001	
65 kg	0,2 g	0,4 g	±1 g	FKB65000	
accessoires série A page 751					

Imprimantes série A pour balances

Imprimante à aiguilles papier classique



- impression à aiguille sur du papier normal, idéal pour un archivage à long terme
- · boîtier en plastique

1

- préconfigurée pour une balance ABT1200
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

Imprimante BPL statistiques



- · indication de la date et de l'heure
- · langues : français, anglais, allemand
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- enregistrement BPL de l'ajustage de la balance
- livrée avec adaptateur secteur 230 V

Imprimante à aiguilles	Imprimante BPL statistiques
papier classique	papier thermique
NC	0,75 lignes / sec
40 caractères/ligne	40 caractères/ligne
57 mm	112 mm
100 x 180 x h106 mm	165 x 140 x h50 mm
230 V	230 V
RS232	RS232
BM5012 1	BM5001 2
BM5013 les 10	BM5001P les 10
	à aiguilles papier classique NC 40 caractères/ligne 57 mm 100 x 180 x h106 mm 230 V RS232 BM5012 1

