

Balances économiques

exactitude
1 à 5 gportée
2,2 à 5,2 kgplateau plastique
Ø 150 mm

portée	exactitude	référence	Prix HT
		étalonnage externe	
2,2 kg	1 g	LB870	
5,2 kg	1 g	LB878	
5,2 kg	5 g	LB880	
accessoires			
Adaptateur secteur 230 V		LB992	

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- large affichage digital LCD, chiffres hauteur 15 mm
- utilisation simple, avec seulement 2 touches
- auto-extinction après 3 minutes
- possibilité de peser sous la balance, crochet fourni
- dim. (lpxh) : 170 x 240 x 39 mm / 750 g
- alim. : 4 piles 1,5 V ou 230 V avec adaptateur en option



• totalisation

Balances plates-formes inox ou plastique

exactitude
10 à 50 gportée
10 à 50 kgplateau
320 x 300 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- compactes, légères, ultra-plates hauteur 60 mm
- grand affichage digital LCD, chiffres hauteur 21 mm
- temps de stabilisation : 2 s
- utilisation facile avec seulement 2 touches
- auto-extinction automatique après 3 min
- alim. : secteur 230 V ou piles autonomie 100 h
- dim. (lpxh) : 320 x 300 x h60 mm
- poids : plastique 1,6 kg / inox : 2,6 kg

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				plateau inox		plateau plastique	
				étalonnage externe		étalonnage externe	
10 kg	5 g	5 g	± 20 g	LB3610		LB3611	
20 kg	10 g	10 g	± 40 g	LB3620		LB3621	
50 kg	20 g	20 g	± 80 g	LB3650		LB3651	

