

Balances de laboratoire KERN® Série 440

exactitude	portée	plateau inox
0,1 g	400 g à 2 kg	130 x 130 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- possibilité de peser sous le plateau
- écran LCD rétro-éclairé, chiffres h 15 mm
- 8 unités de mesures
- dim. : 165 x 230 x h80 mm / 950 g
- alim. : 240 V / 50 Hz
- livrées avec housse de protection
- certificat d'étalonnage DAkkS sur demande

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
étalonnage externe					
400 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 mg	BEB10401	
1 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,2 mg	BEB11000	
2 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,2 mg	BEB12000	

accessoires (imprimantes BM5001 ou BM5010 - câble BM5002)

Batterie interne rechargeable autonomie 20 heures **BM5115**



- compte-pièce
- pesée en %
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

Balances de laboratoire KERN® Série 440

exactitude	portée	plateau inox
1 g	4 à 6 kg	150 x 170 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- possibilité de peser sous le plateau
- écran LCD rétro-éclairé, chiffres h 15 mm
- 8 unités de mesures
- dim. : 165 x 230 x h80 mm / 950 g
- alimentation : 240 V / 50 Hz
- livrées avec housse de protection
- certificat d'étalonnage DAkkS sur demande

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
étalonnage externe					
4 kg	1 g	1 g	± 2 mg	BEB14001	
6 kg	1 g	1 g	± 2 mg	BEB16000	

accessoires (imprimantes BM5001 ou BM5010 - câble BM5002)

Batterie interne rechargeable autonomie 20 heures **BM5115**



- compte-pièce
- pesée en %
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

Balances de laboratoire KERN® Série 440

exactitude	portée	plateau inox
0,1 g	4 à 6 kg	150 x 170 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- possibilité de peser sous le plateau
- écran LCD rétro-éclairé, chiffres h 15 mm
- 8 unités de mesures
- dim. : 165 x 230 x h80 mm / 950 g
- alim. : 240 V / 50 Hz
- livrées avec housse de protection
- certificat d'étalonnage DAkkS sur demande

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
étalonnage externe					
4 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,3 mg	BEB14000	
6 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,3 mg	BEB16100	

accessoires (imprimantes BM5001 ou BM5010 - câble BM5002)

Batterie interne rechargeable autonomie 20 heures **BM5115**



- compte-pièce
- pesée en %
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232