

Boîte à gants



Totalement hermétique,
parfaitement transparente.



Gants et systèmes d'attache

- légère et peu encombrante, facile à déplacer
- totalement hermétique, pour des manipulations à l'abri de l'air ambiant
- chambre de manipulation transparente, épaisseur 6,35 mm
- vision de la totalité de l'espace de manipulation
- robinet de purge d'air
- stabilité assurée par 4 pieds réglables avec mise à niveau
- grande porte latérale 445 x 445 mm avec joint d'étanchéité
- livrée sans gants, 3 systèmes de manipulation au choix

- **1 soufflet en latex avec gant** : le soufflet reste en place sur la boîte à gants et les gants sont interchangeables, longueur totale du soufflet et du gant 760 mm, à compléter par un système de fixation
- **2 gants en néoprène** à compléter par un système de fixation :
 - gants économiques** : en néoprène, idéal pour la protection contre les gaz et liquides
 - gants sans couture** : en néoprène, protection contre les gaz, les liquides et les solides
- **3 port à iris** pour une manipulation précise sans gants néoprène : système à 10 couches de latex silicone, utilisation facile, excellent maintien autour du bras

Boîte à gants	
matériau	polycarbonate
ouvertures de travail	Ø 200 mm pour gants
dim. ext. (lxpxh) / poids	760 x 610 x h610 mm / 20,5 kg
Boîte à gants	XM3500

Gants

Gants à soufflet et fixation 1



référence

Prix HT

XM3209 Gants à soufflets taille 9, la paire

XM3210 Gants à soufflets taille 10, la paire

XM3207 Fixation pour gants, l'unité

Gants néoprène et fixation 2



référence

Prix HT

gants économiques

XM3200 Gants néoprène taille 8, la paire

XM3201 Gants néoprène taille 9, la paire

XM3202 Gants néoprène taille 10, la paire

XM3203 Gants néoprène taille 11, la paire

gants sans couture

XM3205 Gants néoprène taille 9, la paire

XM3206 Gants néoprène taille 10, la paire

système fixation gants

XM3207 Fixation pour gants, l'unité

Ports à iris 3



référence

Prix HT

XM3211 Port à iris, la paire

XM3212 Couverture pour port à iris, la paire