


Incinérateur de bactéries

- ▶ 7 angles d'inclinaison
- ▶ stérilisation en 5 à 7 s



- en acier inox, résistant aux UV et solvants
- stabilité assurée par un support lourd
- base avec 3 encoches support-instruments
- cylindre orientable avec système auto-bloquant
- affichage de chaleur résiduelle indiquant la présence de températures élevées
- utilisables en atmosphère dépourvue d'oxygène, idéal pour les laboratoires où l'utilisation de gaz et de flammes vives est interdite



Base avec 3 encoches.



tube chauffant	tube court	tube long
	quartz doublé céramique	quartz doublé céramique
dimensions du tube	Ø 15 x 118 mm	Ø 20 x 161 mm
température de stérilisation	900°C à 950°C	900°C à 950°C
montée en température	10 à 16 min	10 à 16 min
temps de stérilisation	5 à 7 secondes	5 à 7 secondes
cylindre orientable	sur 90°, 7 positions	sur 90°, 7 positions
puissance	160 W	225 W
dimensions (lxpxh)	175 x 129 x h139 mm	175 x 129 x h169 mm
poids	0,960 kg	1,060 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Stérilisateurs d'anses	WD6500	WD6600
accessoires stérilisateurs		
support de porte-anse	1 WD7005	WD7005
support universel pour porte-anse	WD7006	WD7006
plateau pour 3 porte-anses	2 WD7007	WD7007
porte-anses pour anses Ø 0,6 à 1 mm, en acier inox, code couleur pour le manche		
longueur 215 mm, les 4	3 WD5005	WD5005
longueur 245 mm, les 4	WD5006	WD5006

Porte-anses en acier inox



- pour anses Ø 0,6 mm
- 4 coloris de manche pour l'identification

longueur	référence	Prix HT
215 mm	WD5005	les 4
245 mm	WD5006	les 4

Porte-anse avec mandrin



- insertion très facile des anses dans le porte-anse
- tige en acier inoxydable
- manche en matière plastique

longueur	référence	Prix HT
240 mm	PA	


Porte-anses en aluminium



- tige en aluminium
- manche en plastique


longueur	référence	Prix HT
170 mm	RG1031	
240 mm	RG1032	

Anses platine



Ø int. fil	Ø anse	référence	Prix HT
anses platine longueur 40 mm			
	Ø 1 mm	AP40051	
Ø 0,5 mm	Ø 2 mm	AP40052	
	Ø 3 mm	AP40053	
	Ø 5 mm	AP40055	
Ø 0,7 mm	Ø 1 mm	AP40071	
	Ø 2 mm	AP40072	
	Ø 3 mm	AP40073	
	Ø 5 mm	AP40075	

Anses en inox



Ø int. fil	Ø anse	référence	Prix HT
anses longueur 50 mm			
	Ø 1,5 mm	RG1001	
0,6 mm	Ø 2,5 mm	RG1002	
	Ø 4,0 mm	RG1003	
anses longueur 75 mm			
0,6 mm	Ø 1,5 mm	RG1011	
	Ø 2,5 mm	RG1012	
	Ø 4,0 mm	RG1013	