

## Microcentrifugeuses 8 places



- ▶ 6 000 tr/min - 2 000 g
- ▶ 2 rotors pour :  
8 x microtubes 1,5 / 2,0 ml  
4 x barrettes 8 x 0,2 ml  
8 x adaptateurs tubes 0,5 ml  
32 tubes 0,2 ml




- capacité : 8 microtubes 0,5 / 1,5 / 2,0 ml ou 16 microtubes 0,2 ml en barrettes
- mise en route directe dès la fermeture du couvercle en polycarbonate et arrêt de la centrifugation par l'ouverture du couvercle
- démarrage et arrêt instantanés

- livrées complètes avec rotor à barrettes et rotor circulaire ainsi qu'avec 6 adaptateurs pour tubes de 0,5 ml
- compartiment de rangement sous la microcentrifugeuse pour le rotor de tubes 0,2 ml
- dimensions : Ø 114 x 150 x h114 mm
- poids : 1 kg
- alimentation : 230 V

référence	Prix HT
HB1006 Microcentrifugeuse couvercle gris avec 2 rotors	
HB1007 Microcentrifugeuse couvercle vert avec 2 rotors	
HB1008 Microcentrifugeuse couvercle bleu avec 2 rotors	
HB1009 Microcentrifugeuse couvercle violet avec 2 rotors	
HB1010 Microcentrifugeuse couvercle rouge avec 2 rotors	

## Microcentrifugeuses 8 x microtubes



- système de rotor à dégageage rapide
- freinage électronique
- mise en service dès la fermeture du couvercle ou par bouton marche / arrêt
- démarrage et arrêt instantanés
- 4 coloris au choix




vitesse max.	6000 tr/min	
accélération max.	2000 g	
capacité / livré avec	A6	1 rotor : 8 microtubes 1,5 / 2,0 ml
	A1	8 adaptateurs microtubes 0,2 ml
		8 adaptateurs microtubes 0,25 ml
		8 adaptateurs microtubes 0,5 ml
dim. (lxpxh) / poids	172 x 147 x h122 mm / 0,9 kg	
	alimentation	
		230 V
Microcentrifugeuse - bleu	EH1050	
Microcentrifugeuse - violet	EH1051	
Microcentrifugeuse - rouge	EH1052	
Microcentrifugeuse - gris	EH1053	

## Microcentrifugeuse 24 x microtubes 1,5 / 2 ml

- ▶ 13 300 tr/min, 16 300 g
- ▶ compact et silencieux

vitesse réglable	500 à 13300 tr/min	
capacité	16 300 g	
capacité / livré avec	A6	1 rotor angulaire 24 microtubes 1,5/2 ml 1 couvercle autoclavable
dim. (lxpxh) / poids	235 x 293 x h216 mm / 8,1 kg	
alimentation	230 V / 50 - 60 Hz	
Microcentrifugeuse avec rotor	EH1124	
réducteurs		
A3	réducteurs pour tubes 0,5 / 0,6 ml	VX5012 les 6
A1/A2	réducteurs pour tubes 0,25 / 0,4 ml	VX5013 les 6
A2	réducteurs pour tubes 0,2 ml	VX5011 les 6



- minuterie 1 à 30 minutes
- centrifugation continue ou instantanée
- utilisation possible en incubateur réfrigéré de 4 à +35°C
- système de refroidissement multiflux : entrée d'air par l'arrière et circulation multidirectionnelle permettant l'optimisation de la ventilation
- affichage digital LED de la vitesse, de l'accélération et du temps de centrifugation
- fonctionnement silencieux
- couleur standard : bleu, autres couleurs sur demande