

Décompteur mécanique 60 min

60 min



- sonnerie en fin de décompte
- construction robuste en plastique ABS
- à poser ou fixation murale

Décompteur	1 à 60 min
graduations	0 à 60 min
dim. / poids	Ø 90 mm / 100 g
Décompteur	CM62

Décompteur mécanique 120 min

120 min



- sonnerie en fin de décompte
- construction robuste en plastique ABS
- à poser ou fixation murale

Décompteur	1 à 120 min
graduations	0 à 120 min
dim. / poids	72 x 50 x 72 mm / 90 g
Décompteur	CMG120

Décompteur économique

100 min



- touches minutes et secondes
- alarme sonore 30 s
- fixation : béquille et aimant
- livré avec 1 pile

Décompteur	100 min
résolution	1 s
écran LCD	27 x 12 mm
chiffres	hauteur 10 mm
dim. / poids	62 x 24 x 52 mm / 40 g
alimentation	1 pile LR44
Décompteur	CMX61
Piles recharge, les 2	PILB07

Compteur - décompteur alu brossé

100 min



- façade en aluminium brossé
- grand affichage
- à échéance, le minuteur passe en mode chronomètre pour indiquer le temps de dépassement
- fixation : béquille et aimant
- livré avec 1 pile

Décompteur	100 min
résolution	1 s
écran LCD	65 x 42 mm
chiffres	hauteur 35 mm
dim. / poids	84 x 77 x 13 mm / 70 g
alimentation	1 pile LR03
Compteur-décompt.	CMX68
Piles recharge, les 10	PILA01

Compteur-décompteur 24 h 2 canaux - 2 alarmes

24 h




- 2 compteurs - 2 décompteurs 24 h
- programmation par les touches heures, minutes et secondes
- affichage du temps de dépassement
- 2 alarmes distinctes (1 min) pour les 2 décompteurs
- 2 mémoires : dernières programmations mémorisées
- boîtier ABS
- fixation : béquille, pince de poche et aimant
- livré avec 1 pile

Compteur-décompteur	24 h
résolution	1 s
horloge	12 h (AM/PM)
écran LCD	45 x 20 mm
chiffres	hauteur 15 mm
dim. / poids	90 x 20 x 65 mm / 80 g
alimentation	1 pile LR03
Compteur-décompt.	CMX60
Piles de recharge, les 10	PILA01

Compteur-décompteur 3 mémoires

100 min



- volume réglable :
 - 0 - silencieux
 - 1 - normal
 - 2 - puissant
- affichage du dépassement de temps
- alarme durée 1 minute, 3 mémoires
- avertisseur lumineux :
 - vert (actif) / rouge (échu)
- fixation : béquille, pince et aimant
- livré avec 2 piles

Compteur-décompteur	100 min
résolution	1 s
écran LCD	60 x 34 mm
chiffres	hauteur 26 mm
dim. / poids	60 x 20 x 90 mm / 70 g
alimentation	2 piles LR03
Compteur-décompt.	CMX79
Piles de recharge, les 10	PILA01