

## Décompteurs mécaniques 60 min

60 min



Temps restant



- boîtier ABS avec cadre en acier inox
- verre acrylique
- disque rotatif avec indication rouge du temps restant
- signal sonore en fin de décompte
- minuteur à poser à plat ou à aimanter sur support métallique

| Décompteur       | 0 à 60 min           |
|------------------|----------------------|
| graduations      | 0 à 60 min           |
| dim. / poids     | Ø 79 x 32 mm / 126 g |
| Décompteur rouge | CM3810               |
| Décompteur bleu  | CM3811               |
| Décompteur blanc | CM3812               |

## Compteur de table à aiguilles

60 min

- compteur à quartz
- cadran horaire et décimal à 2 aiguilles sur 60 secondes/60 minutes
- résolution à la seconde ou 1/100e minute
- 2 boutons poussoirs :  
Gris = RAZ.  
Rouge = marche / arrêt
- boîtier ABS
- livré avec pile



| Compteur     | 0 à 60 min                |
|--------------|---------------------------|
| graduations  | 0 à 60 sec. / 0 à 60 min. |
| cadran       | Ø110 mm                   |
| dim. / poids | 135 x 130 x 95 mm / 360 g |
| alimentation | 1 pile AA                 |
| Compteur     | CM3830                    |

## Compteur-décompteur écran étanche

100 min



- façade étanche IP 65
- alarme sonore puissante 1 minute
- béquille, aimant et dragonne
- livré avec 2 piles

| Compteur-décompteur | 100 min                 |
|---------------------|-------------------------|
| résolution          | 1 seconde               |
| écran LCD           | 70 x 40 mm              |
| dimensions / poids  | 91 x 62 x h12 mm / 40 g |
| alimentation        | 1 pile CR2032           |
| Compteur-décompteur | CMX356                  |

## Compteur / décompteur 2 canaux affichage digital

10.000 min

10 h

- compteur de table
- écran LCD, hauteur des chiffres : 20 mm
- boîtier en plastique ABS
- fonctions compteur / 2 décompteurs
- fonction horloge
- double minuterie indépendante, combinée et/ou répétitive
- 3 bips avant la fin du cycle
- sonnerie réglable 0 à 100 dBb



| Compteur     | 0 à 60 h. / 0 à 10.000 min. |
|--------------|-----------------------------|
| graduations  | 1/10 sec - 1/100 min        |
| cadran       | Ø110 mm                     |
| dim. / poids | 180 x 130 x 49 mm / 390 g   |
| alimentation | 1 pile AA                   |
| Compteur     | CM3840                      |