


Bistouris avec manche



certification  
DM 93/42/CE



- lame en acier inoxydable
- manche 13 cm en plastique bleu
- modèles stériles : par rayon gamma, emballage individuel, en boîte de 10, présentés sur plateau
- dispositif médical selon directive 93/42/CE
- bistouris non stériles : en boîte de 100



Lames à dissection et manches




Lames

- lames en acier au carbone (acier inoxydable sur demande)
- usage unique
- modèles stériles : stérilisation par rayon gamma, emballage indivi-

- duel sous feuillet métallique avec protection anticorrosion, livrées en boîte de 100 lames
- dispositif médical selon directive 93/42/CE
- modèles non stériles en emballage par 20 sachets de 5 lames, sous feuillet métallique avec protection anticorrosion

certification  
DM 93/42/CE



Manches

- manche en acier inoxydable (alliage nickel sur demande)
- emballage individuel en cellophane avec numéro de lot, vendu à l'unité
- autoclavables à 134°C - 30 min

manches

	longueur	référence	Prix HT
manches embout étroit			
n° 3	12 cm	SWM03	
n° 3L	21 cm	SWM03L	
manches embout large			
n° 4	13 cm	SWM04	
n° 4L	21 cm	SWM04L	

	référence	Prix HT	référence	Prix HT
lames stériles			lames non stériles	
lames pour manche à embout étroit				
n°10	SWLS10	les 100	SWL10	les 100
n°11	SWLS11	les 100	SWL11	les 100
n°12	SWLS12	les 100	SWL12	les 100
n°15	SWLS15	les 100	SWL15	les 100
lames pour manche à embout large				
n°20	SWLS20	les 100	SWL20	les 100
n°21	SWLS21	les 100	SWL21	les 100
n°22	SWLS22	les 100	SWL22	les 100
n°23	SWLS23	les 100	SWL23	les 100
n°24	SWLS24	les 100	SWL24	les 100


Scalpels stériles avec manche à usage unique

- lame en acier inoxydable
- manche 13 cm en plastique blanc
- stériles par rayon gamma, emballage individuel

scalpels	référence	Prix HT
n°10	LT2600	les 10
n°11	LT2601	les 10
n°12	LT2602	les 10
n°15	LT2603	les 10
n°18	LT2604	les 10
n°19	LT2605	les 10
n°20	LT2606	les 10
n°21	LT2607	les 10
n°22	LT2608	les 10
n°23	LT2609	les 10
n°24	LT2610	les 10



Extracteurs de lames



- en résine : pas de sous-produits chlorés dégagés lors de l'incinération
- dispositif de sécurité pour extraire les lames de leur manche
- compatibles avec manches type 3 et 4
- stériles en emballage individuel ou non stériles

	Prix HT
SWES Extracteurs stériles, les 50	
SWEN Extracteurs non stériles, les 100	