

**Cuve à coloration rectangulaire en verre**



- dimensions cuve : 40 x 20 x 85 mm

référence	Prix HT
TH1050 Cuve rectangulaire avec couvercle	
TH1051 Support pour 3 cuves rectangulaires	
TH1052 Support pour 6 cuves rectangulaires	

**Tubes de Borel et prismes**



- dimensions cuve : Ø 40 x 85 mm

référence	Prix HT
TH1040 Cuve ronde en verre, avec couvercle	
TH1075 Prisme de Borel en verre	
TH1041 Support pour 3 cuves rondes	
TH1042 Support pour 6 cuves rondes	

**Support en PVC**



- 3 ouvertures Ø 43 mm
- pour cuves rondes en verre
- dim. 180 x 75 x h30 cm

référence	Prix HT
TH1048 Support en PVC	

**Cuve de Coplin en polypropylène**



- pour la coloration en série de 10 lames porte-objets de 76 x 26 mm
- hauteur : 94 mm
- capuchon à vis GL45 en polypropylène

référence	Prix HT
RS3410 Cuve de Coplin PP avec capuchon	

**Bocaux à coloration pour Papanicolaou cuves et portoirs séparés**

- cuves et supports pour les colorations en série et spécialement pour la coloration d'après Papanicolaou
- couvercle à bords rodés : évite l'évaporation des solutions colorantes



capacité	dim. cuve	réf. Prix HT		réf. Prix HT	
		cuves		portoirs	
14 lames	Ø 100x170 mm	-		C514	
24 lames	Ø 120x170 mm	C424		C524	
42 lames	Ø 155x170 mm	C442		C542	
98 lames	Ø 220x170 mm	C498		C598	