



## Congélateurs professionnels cuve ABS grande capacité 550 litres

 -14 à -28°C

 froid ventilé

► isolation de 70 mm : usage intensif



Régulateur électronique, affichage digital, alarmes porte et température.

Cuve en ABS blanche avec angles arrondis conformément aux règles d'hygiène.

Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte et soupape de décompression.



- précision congélateur :  $\pm 7^{\circ}\text{C}$  à  $-20^{\circ}\text{C}$  (non garantie)
- régulateur électronique avec affichage digital de la température
- alarmes sonores et visuelles de porte et de température
- classe tropicale : température ambiante admissible  $+10^{\circ}\text{C}$  à  $+43^{\circ}\text{C}$
- système frigorifique compact placé au-dessus de la chambre, sans entretien
- carrosserie robuste en acier inox ou époxy blanc
- usage intensif : isolation haute densité 70 mm
- cuve en ABS avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage, fond embouti avec bac de récupération d'eau et orifice de vidange
- dégivrage et évaporation d'eau automatique par gaz chaud
- fluide réfrigérant écologique R290
- plateaux en fil d'acier plastifié avec glissières, charge max. 60 kg, réglables sur toute la hauteur tous les 55 mm
- porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- rappel de porte automatique
- arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte et soupape de décompression pour réouverture immédiate
- pieds inox, hauteur réglable de 150 à 180 mm
- alarme 2 points, report et enregistreur de température autonome avec sonde numérique étalonnable, en option

<b>capacité brute</b>	<b>556 litres</b>	
<b>capacité utile</b>	<b>377 litres</b>	
<b>température</b>	<b>-14 à -28°C</b>	
<b>régulateur</b>	<b>électronique</b>	
<b>affichage de température</b>	<b>affichage digital</b>	
<b>refroidissement</b>	<b>ventilé indirect</b>	
<b>plateaux</b>	<b>nb. livrés / max.</b>	5 / 24 grilles acier plastifié
	<b>dimensions utiles</b>	495 x 625 mm
	<b>hauteur de réglage</b>	55 mm
	<b>charge max. / plateau</b>	60 kg
<b>dim. internes (lxpxh)</b>	<b>610 x 500 x h1395 mm</b>	
<b>dim. externes (lxpxh)</b>	<b>750 x 750 x h2064 mm</b>	
<b>poids brut / net</b>	107 / 98 kg	
<b>puissance / conso.</b>	400 W / 876 kWh/an	
<b>références LIEBHERR</b>	<b>GGv 5810 X / GGv 5860 X</b>	
<b>Congélateurs extérieur blanc</b>	<b>RR5810</b>	
<b>Congélateurs extérieur inox</b>	<b>RR5860</b>	
<b>accessoires et options (descriptifs page 866)</b>		
<b>plateau fil d'acier plastifié</b>	<b>RR5007</b>	
<b>roulettes</b>	<b>RR2011</b>	
<b>alarme et enregistreur avec sonde</b>	<b>RR5008</b>	
<b>enregistreur à disque</b>	<b>RR3014</b>	
<b>passage pour sonde</b>	<b>RR3009</b>	