



- racks livrés sans boîtes
- pour tout type de boîtes cryogéniques
- pour tout congélateur basse température

Racks de rangement vertical

- ▶ barre de maintien verticale



- racks en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- poignée de transport sur le dessus
- pour boîtes cryogéniques en carton, en polypropylène, en polycarbonate, etc.

capacité	dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 50 mm			
6 boîtes	140 x 140 x h335 mm	BP3506	
10 boîtes	140 x 140 x h555 mm	BP3510	
11 boîtes	140 x 140 x h610 mm	BP3511	
12 boîtes	140 x 140 x h665 mm	BP3512	
13 boîtes	140 x 140 x h720 mm	BP3513	
pour boîtes hauteur 75 mm			
4 boîtes	140 x 140 x h326 mm	BP3704	
5 boîtes	140 x 140 x h406 mm	BP3705	
6 boîtes	140 x 140 x h486 mm	BP3706	
7 boîtes	140 x 140 x h551 mm	BP3707	
8 boîtes	140 x 140 x h629 mm	BP3708	
pour boîtes hauteur 100 mm			
3 boîtes	140 x 140 x h320 mm	BP4003	
4 boîtes	140 x 140 x h425 mm	BP4004	
5 boîtes	140 x 140 x h530 mm	BP4005	
6 boîtes	140 x 140 x h635 mm	BP4006	

Racks de rangement vertical clip de maintien intégré

- ▶ clip de maintien directement intégré dans chaque étage



- racks en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- clip métallique galbé fixé au-dessus de chaque boîte cryogénique dans son rack de rangement afin d'éviter qu'elle ne glisse lors de la manipulation du rack
- poignée de transport sur le dessus
- pour boîtes cryogéniques en carton, en polypropylène, en polycarbonate, etc.

capacité	dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 50 mm			
3 boîtes	140 x 140 x h170 mm	BP4103	
5 boîtes	140 x 140 x h280 mm	BP4105	
6 boîtes	140 x 140 x h335 mm	BP4106	
7 boîtes	140 x 140 x h390 mm	BP4107	
8 boîtes	140 x 140 x h445 mm	BP4108	
9 boîtes	140 x 140 x h500 mm	BP4109	
10 boîtes	140 x 140 x h555 mm	BP4110	
11 boîtes	140 x 140 x h610 mm	BP4111	
12 boîtes	140 x 140 x h665 mm	BP4112	
13 boîtes	140 x 140 x h720 mm	BP4113	
pour boîtes hauteur 75 mm			
2 boîtes	140 x 140 x h166 mm	BP4202	
3 boîtes	140 x 140 x h246 mm	BP4203	
4 boîtes	140 x 140 x h326 mm	BP4204	
5 boîtes	140 x 140 x h406 mm	BP4205	
6 boîtes	140 x 140 x h486 mm	BP4206	
7 boîtes	140 x 140 x h551 mm	BP4207	
8 boîtes	140 x 140 x h629 mm	BP4208	
9 boîtes	140 x 140 x h726 mm	BP4209	
pour boîtes hauteur 100 mm			
3 boîtes	140 x 140 x h320 mm	BP4303	
4 boîtes	140 x 140 x h425 mm	BP4304	
5 boîtes	140 x 140 x h530 mm	BP4305	
6 boîtes	140 x 140 x h635 mm	BP4306	

Racks de rangement vertical


- ▶ barre de maintien verticale

- en acier inoxydable
- pour boîtes hauteur 52 mm
- 7 à 13 niveaux
- poignée sur le dessus du rack



capacité	dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 52 mm			
7 boîtes	140 x 140 x h394 mm	BL1187	
9 boîtes	140 x 140 x h506 mm	BL1189	
10 boîtes	140 x 140 x h562 mm	BL1190	
12 boîtes	140 x 140 x h674 mm	BL1192	
13 boîtes	140 x 140 x h730 mm	BL1193	

Clip de fixation pour boîtes cryogéniques



- température : jusqu'à -200°C
- clip métallique galbé à glisser au-dessus de la boîte cryogénique dans son rack de rangement afin d'éviter qu'elle ne glisse lors de la manipulation du rack
- espace requis pour glisser la tige au-dessus de la boîte et la maintenir correctement : 1 à 6 mm

référence	Prix HT
BP7601 Pack de 10 clips de fixation	