


Cryoboîtes -196°C polycarbonate base / grille / couvercle

25 81
tubes 0,5 à 2 ml




- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent
- couvercle avec grille numérotée

- orifices d'aération sur le couvercle et orifices de vidange au fond de la boîte
- lot de 5 couleurs : blanc, rouge, jaune, bleu, vert

capacité	dimensions	assortiment	Prix HT
25 x microtubes 0,5 à 2 ml	75 x 75 x h53 mm	●●●●○	les 5
81 x microtubes 0,5 à 2 ml	132 x 132 x h95 mm	●●●●○	les 5

Cryoboîtes -196°C polycarbonate picots moulés dans la base

100
tubes 0,5 à 2 ml



- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base/grille de couleur et couvercle transparent

- grille à picots numérotés
- orifices d'aération sur le couvercle
- orifices de vidange au fond de la boîte
- empilables
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et blanc

capacité	dimensions	assortiment	Prix HT
100 x tubes 0,5 à 2 ml	132 x 132 x h53 mm	●●●●○	les 5

Cryoboîtes -196°C en polycarbonate base / grille / couvercle

25 42 81
tubes 1 à 10 ml

Simport

- autoclavables à +120°C
- températures -196°C à +121°C
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent
- couvercle et base conçus pour éviter tout mauvais alignement

- emplacements numérotés sur le couvercle
- empilables
- orifices de vidange au fond de la base
- surface de marquage
- certifiées exemptes RNase, DNase, ADN et apyrogènes

capacité	dimensions	bleu	vert	rouge	jaune	Prix HT
25 x microtubes 1 à 2 ml	76 x 76 x h52 mm	①	DS2311	DS2312	DS2313	DS2314 les 8
81 x microtubes 1 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	②	DS2321	DS2322	DS2323	DS2324 les 4
81 x microtubes 3 à 4 ml	133 x 133 x h81 mm	③	DS2331	DS2332	DS2333	DS2334 les 3
81 x microtubes 3 à 5 ml	133 x 133 x h95 mm	④	DS2341	DS2342	DS2343	DS2344 les 5
42 x tubes 10 ml	133 x 133 x h95 mm		DS2361	DS2362	DS2363	DS2364 les 5

