

Dewar cylindriques



- intérieur en verre borosilicaté 3.3
- boîtier extérieur en aluminium, coloris bleu

capacité	dim. int.	dim. ext.	durée évap. (azote liquide)	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				SANS poignée	AVEC poignée	couvercle			
100 ml	Ø40 x h90 mm	Ø63 x h135 mm	7 h 0,30 l/h	WK1000		-		WK2000	
200 ml	Ø40 x h170 mm	Ø63 x h215 mm	1 h 0,20 l/h	WK1001		WK1101		WK2001	
300 ml	Ø47 x h190 mm	Ø72 x h240 mm	31 h 0,20 l/h	WK1002		WK1102		WK2002	
450 ml	Ø47 x h270 mm	Ø72 x h310 mm	46 h 0,25 l/h	WK1003		WK1103		WK2003	
500 ml	Ø57 x h210 mm	Ø81 x h260 mm	30 h 0,35 l/h	WK1004		WK1104		WK2004	
750 ml	Ø57 x h310 mm	Ø81 x h370 mm	59 h 0,30 l/h	WK1005		WK1105		WK2005	
800 ml	Ø67 x h240 mm	Ø90 x h295 mm	54 h 0,35 l/h	WK1006		WK1106		WK2006	
1000 ml	Ø77 x h235 mm	Ø105 x h290 mm	60 h 0,35 l/h	WK1007		WK1107		WK2007	
1200 ml	Ø67 x h350 mm	Ø90 x h395 mm	98 h 0,30 l/h	WK1008		WK1108		WK2008	
1250 ml	Ø57 x h500 mm	Ø81 x h550 mm	118 h 0,25 l/h	WK1009		-		WK2009	
1500 ml	Ø100 x h240 mm	Ø130 x h300 mm	49 h 0,70 l/h	WK1010		WK1110		WK2010	
1500 ml	Ø90 x h245 mm	Ø124 x h300 mm	53 h 0,50 l/h	WK1011		WK1111		WK2011	
1500 ml	Ø77 x h345 mm	Ø105 x h395 mm	80 h 0,40 l/h	WK1012		WK1112		WK2012	
1700 ml	Ø67 x h500 mm	Ø90 x h560 mm	136 h 0,30 l/h	WK1013		-		WK2013	
2000 ml	Ø100 x h290 mm	Ø130 x h345 mm	77 h 0,60 l/h	WK1014		WK1114		WK2014	
2000 ml	Ø90 x h340 mm	Ø124 x h390 mm	90 h 0,50 l/h	WK1015		WK1115		WK2015	
2100 ml	Ø77 x h500 mm	Ø105 x h550 mm	130 h 0,40 l/h	WK1016		-		WK2016	
2500 ml	Ø100 x h290 mm	Ø140 x h345 mm	74 h 0,70 l/h	WK1017		WK1117		WK2017	
3000 ml	Ø138 x h230 mm	Ø165 x h280 mm	55 h 1,20 l/h	WK1018		WK1118		WK2018	
3200 ml	Ø90 x h600 mm	Ø124 x h665 mm	193 h 0,45 l/h	WK1019		-		WK2019	
4000 ml	Ø138 x h310 mm	Ø165 x h375 mm	92 h 1,00 l/h	WK1020		WK1120		WK2020	
4000 ml	Ø100 x h600 mm	Ø130 x h660 mm	156 h 0,65 l/h	WK1021		-		WK2021	
8000 ml	Ø138 x h600 mm	Ø165 x h660 mm	220 h 0,90 l/h	WK1023		WK1123		WK2023	



Dewar cylindriques en acier inox

- avec poignée
- couvercle isolant sur demande

capacité	dim. intérieures	dim. extérieures	poids	durée	taux d'évap.	référence	Prix HT
500 ml	Ø 65 x 180 mm	Ø 87 x 203 mm	0,6 kg	12 h	1,0 l/j	WK1200	
1000 ml	Ø 86 x 206 mm	Ø 107 x 231 mm	0,9 kg	21 h	0,9 l/j	WK1201	
1000 ml	Ø 100 x 157 mm	Ø 122 x 177 mm	0,7 kg	15 h	1,6 l/j	WK1202	
2000 ml	Ø 100 x 285 mm	Ø 122 x 312 mm	1,3 kg	42 h	1,1 l/j	WK1203	
3000 ml	Ø 185 x 160 mm	Ø 200 x 190 mm	1,5 kg	22 h	3,1 l/j	WK1204	
4000 ml	Ø 185 x 270 mm	Ø 200 x 300 mm	2,2 kg	49 h	2,9 l/j	WK1205	

Dewar à large ouverture

- récipients forme coupelle
- enveloppe en aluminium pour ballons à fond rond, etc.
- couvercles isolants sur demande



capacité	dim. intérieures	dim. extérieures	poids	ballon : dim. capacité		référence	Prix HT
80 ml	Ø67 x h40 mm	Ø90 x h75 mm	0,2 kg	Ø51 mm	50 ml	WK1300	
120 ml	Ø77 x h50 mm	Ø110 x h90 mm	0,2 kg	Ø 64 mm	100 ml	WK1301	
260 ml	Ø100 x h65 mm	Ø130 x h110 mm	0,4 kg	Ø 85 mm	250 ml	WK1302	
400 ml	Ø110 x h70 mm	Ø138 x h115 mm	0,5 kg	Ø 85 mm	250 ml	WK1303	
680 ml	Ø138 x h80 mm	Ø170 x h125 mm	0,6 kg	Ø 105 mm	500 ml	WK1304	
1600 ml	Ø170 x h110 mm	Ø215 x h145 mm	1,5 kg	Ø 131 mm	1000 ml	WK1305	
3000 ml	Ø200 x h125 mm	Ø238 x h160 mm	2,1 kg	Ø 185 mm	3000 ml	WK1306	
5800 ml	Ø250 x h150 mm	Ø292 x h195 mm	3,2 kg	Ø 236 mm	6000 ml	WK1307	