

Dessiccateurs en PMMA

51 litres 73 litres 156 litres 2x 156 litres 311 litres 6x 156 litres

- construction châssis et glissières en aluminium anodisé
- parois en plastique PMMA
- fermeture magnétique
- 4 pieds antidérapants en caoutchouc pour les modèles jusqu'à 140 litres inclus, 4 roulettes pour les plus gros volumes
- résistance à la température : -20°C à 70°C
- thermohygromètre à affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales
- étagères avec des trous, amovibles, hauteur réglable, en plastique PMMA (charge max. 10 kg / étagère) ou en acier inox (charge max 30 kg / étagère), suivant modèle

- modèles avec parois ambrées : réduction de l'incidence de la lumière et protection contre les rayons UV
- modèles avec parois opaques : parois à surface réfléchissantes, opacité totale aux rayons UV
- pour les modèles à plusieurs compartiments : une porte et un thermohygromètre par compartiment
- livrés complets avec thermohygromètre, étagères, dessiccant et plateau pour dessiccant

- modèles à plusieurs compartiments livrés avec 1 porte, 1 thermohygromètre, 1 plateau et 1 dessiccant par compartiment



1



2



3



4



6

dessiccateurs 42 à 60 litres	forme armoire	forme coffre	armoire parois ambrées	armoire parois opaques	forme armoire
capacité	51 litres	51 litres	51 litres	51 litres	73 litres
dimensions intérieures (lxpxh)	260 x 330 x h480 mm	480 x 330 x h260 mm	260 x 330 x h480 mm	260 x 330 x h480 mm	310 x 375 x h735 mm
dimensions extérieures	310 x 375 x h525 mm	525 x 375 x h340 mm	310 x 375 x h525 mm	310 x 375 x h525 mm	260 x 330 x h690 mm
étagères livrées / max.	4 / 26 étagères	2 / 13 étagères	4 / 26 étagères	4 / 26 étagères	4 / 26 étagères
poids	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg	8 kg
Dessiccateurs	DES1901 1	DES1902 2	DES1903 3	DES1904 4	DES1906 6
étagère acrylique supplémentaire	DES1950	DES1960	DES1950	DES1950	DES1950



7



8



10



11



12

dessiccateurs 140 à 6 x 140 litres	1 compartiment	2 compartiments	forme armoire	armoire parois ambrées	6 compartiments
capacité	156 litres	2 x 156 litres	311 litres	311 litres	6 x 156 litres
dimensions intérieures (lxpxh)	495 x 540 x h500 mm	2 x (495 x 540 x h500) mm	495 x 540 x h1030	495 x 540 x h1030 mm	6 x (495 x 540 x h500) mm
dimensions extérieures	560 x 580 x h560 mm	560 x 580 x h1150 mm	560 x 580 x h1150 mm	560 x 580 x h1150 mm	1080 x 580 x h1870 mm
étagères livrées / maximum	2 / 17 étagères	2 / 17 étag. par compartiment	4 / 34 étagères	4 / 34 étagères	1 / 17 étag. par compartiment
poids	18 kg	34 kg	30 kg	30 kg	100 kg
Dessiccateurs	DES1907 7	DES1908 8	DES1910 10	DES1911 11	DES1912 12
étagère acier inox supplémentaire	DES1970	DES1970	DES1970	DES1970	DES1970