


## Dessiccateurs en verre borosilicaté 3.3

51 litres 2x156 litres 311 litres

- châssis et glissières en aluminium anodisé
- parois en verre borosilicaté 3.3
- fermeture magnétique
- résistance à la température : -70°C à +150°C
- thermohygromètre à affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales
- étagères amovibles, hauteur réglable avec trous
- livrés complets avec thermohygromètre, étagères, dessiccant et plateau pour dessiccant
- modèle à deux compartiments livré avec 1 porte, 1 thermohygromètre, 1 plateau et 1 dessiccant par compartiment


**Jusqu'à +150°C.**


dessiccateurs	51 litres - horizontal	51 litres - vertical	311 litres	2 x 156 litres
dim. intérieures (lxpxh)	260 x 330 x h480 mm	480 x 330 x h260 mm	495 x 540 x h1030 mm	2 x (495 x 540 x h500) mm
dim. extérieures	310 x 375 x h525 mm	525 x 375 x h340 mm	560 x 580 x h1150 mm	560 x 580 x h1150 mm
étagères livrées / maximum	2 / 13 étagères	4 / 26 étagères	4 / 34 étagères	2 / 17 étagères par compartiment
étagère / charge max. par étagère	aluminium / 10 kg	acier inox / 30 kg	acier inox / 30 kg	acier inox / 30 kg
support	4 pieds en caoutchouc	4 pieds en caoutchouc	4 roulettes	4 roulettes
poids	7 kg	12 kg	37 kg	42 kg
Dessiccateurs	DES1913 <b>1</b>	DES1905 <b>2</b>	DES3020 <b>3</b>	DES1909 <b>4</b>
étagère supplémentaire	DES1945	DES1950	DES1970	DES1970

## Dessiccateurs en polycarbonate antistatique (ESD)

51 litres 156 litres 2x156 litres 311 litres 6x156 litres


**ESD - Electro Static Discharge**

Transfert rapide d'énergie, sous forme d'arc électrique d'un corps ou d'un matériel chargé en électricité statique vers un autre corps ou matériel, dont le niveau de charge est différent.

## prise de terre

- châssis renforcés en aluminium anodisé
- fermeture magnétique, joints en caoutchouc
- étagères télescopiques amovibles, hauteur réglable, en aluminium (charge max. 10 kg) ou en acier inox (charge max. 30 kg)
- câble de prise de terre
- résistance à la température: -20° à +70°C
- thermohygromètre électronique à large affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales
- livré complet avec thermohygromètre, étagères et plateau, seul le modèle DES2210 est livré avec dessiccant
- modèles à plusieurs compartiments livrés avec une porte, un thermohygromètre, un plateau pour dessiccant par compartiment



dessiccateurs	51 litres	156 litres	2 x 156 litres	311 litres	6 x 156 litres
dim. intérieures (lxpxh)	260 x 330 x h480 mm	495 x 540 x h500 mm	2 x (495 x 540 x h500) mm	495 x 540 x h1030 mm	6 x (490 x 540 x h500) mm
dim. extérieures	310 x 375 x h525 mm	560 x 580 x h560 mm	560 x 580 x h1150 mm	560 x 580 x h1150 mm	1080 x 580 x h1870 mm
étagères livrées / maximum	4 / 26 étagères	2 / 17 étagères	2 / 17 étag. par compartiment	4 / 34 étagères	2 / 26 étag. par compartiment
matériau étagère	aluminium	acier inox	acier inox	acier inox	acier inox
poids	7 kg	18 kg	34 kg	30 kg	100 kg
support	4 pieds en caoutchouc	4 pieds en caoutchouc	4 roulettes avec frein	4 roulettes avec frein	4 roulettes avec frein
empilable	empilable	-	-	-	-
Dessiccateurs antistatiques	DES2210 <b>1</b>	DES2211 <b>2</b>	DES2212 <b>3</b>	DES2213 <b>4</b>	DES2214 <b>5</b>
étagère supplémentaire	DES1940	DES1970	DES1970	DES1970	DES1970