


## Agitateur magnétique grande capacité

capacité max.  
**25 litres**

- ▶ régulateur électronique de vitesse
- ▶ vitesse stable quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité



- régulateur électronique de vitesse en continu
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- aimant spécial breveté très puissant, excellente concentration du flux magnétique, attraction très puissante du barreau et absence totale de vibrations

capacité	25 litres
surface	métallique
dim. surface	250 x 285 mm
vitesse	réglable jusqu'à 1200 tr/min
puissance	15 W
dim. / poids	250 x p285 x h120 mm / 3,7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG415

## Agitateur magnétique

capacité max.  
**8 litres**



- boîtier métallique recouvert époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- régulateur de vitesse
- aimant spécial très puissant, excellente concentration du flux magnétique, attraction très puissante du barreau, absence de vibrations

capacité	8 litres
surface	métallique, peinture époxy
dim. surface	171 x 190 mm
vitesse	jusqu'à 1200 tr/min
puissance	40 W
dim. / poids	171 x 190 x 75 mm / 1,8 kg
alimentation	230 V, 40 W
Agitateur	AG410

## Statif base U



	référence	Prix HT
Statif base U	AG5110	