

Agitateurs Variomag®
étanches multipostes



- boîtier étanche en acier inoxydable recouvert de peinture époxy noire
- mouvement de rotation réglable de 100 à 850 t/mn
- mouvement de va et vient réglable de 100 à 850 osc/mn
- indicateur de vitesse par diodes LED
- centrage automatique du barreau
- température ambiante admissible : -10 à 56°C
- dimensions / poids : 420 x 240 x 35 mm / 7,5 kg

	référence	Prix HT
Agitateur magnétique 6 postes	HP6P	
Agitateur magnétique 60 postes	HP60P	

Agitateurs magnétiques
Big-Squid

IKA®

capacité max.
1,5 litre

- ▶ plaque ronde en verre
- ▶ décor ludique au choix
- ▶ vitesse réglable jusqu'à 2 500 tr/min.



1



2



3

capacité	1,5 litre
surface	verre
plaque	ronde / Ø160 mm
vitesse	réglable jusqu'à 2 500 tr/min
puissance d'agitation	2 W
protection	IP54
dim. (l x p x h)	185 x 45 x h 205 mm / 0,7 kg
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur big-Squid OCEAN	BSQUID6 1
Agitateur big-Squid INKAUKAN	BSQUID7 2
Agitateur big-Squid DARUMA	BSQUID8 3

- affichage digital de la vitesse
- moteur à régulation électronique
- exactitude ±50 tr/min
- bonne résistance chimique
- boîtier en plastique recyclable
- barreaux aimantés max. 30 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80 % HR