

Compteur-décompteur aluminium

100 min



- boîtier métallique, façade aluminium
- alarme sonore 1 min
- mémoire du temps programmé
- affichage du dépassement de temps
- fixation : béquille et dos magnétique
- livré avec 1 pile

Compteur-décompteur	100 min
résolution	1 seconde
écran LCD	40 x 20 mm
chiffres	hauteur 12 mm
dimensions / poids	70 x 15 x 75 mm / 60 g
alimentation	1 pile LR44
Compteur-décompteur	CMX67
Piles, les 2	PILB07

Compteur-décompteur 2 canaux



- 2 canaux indépendants avec chacun une sonnerie et une mémoire spécifiques
- fonction décompteur, programmation des heures, minutes et secondes par 3 touches indépendantes, alarme en fin de cycle,
- le compteur continu à fonctionner après l'expiration du temps programmé
- fonction chronomètre à la seconde sur troisième canal indépendant
- fonction horloge 24 heures

	référence	Prix HT
Compteur-décompteur à 2 canaux	CMX6	

Décompteur 100 minutes 1 canal

100 min



- programmation facile à l'aide des touches min. et sec.
- dernière programmation mémorisée
- alarme sonore 1 minute en fin de décompte
- fixation pince, béquille et aimant

Décompteur	100 min
résolution	1 seconde
écran LCD	31 x 15 mm
chiffres	hauteur 13 mm
dimensions / poids	72 x 16 x 58 mm / 70 g
alimentation	pile AAA (LR03)
Décompteur	CMX27
Piles, les 10	PILA01

Compteur-décompteur 24 h 3 canaux

24 h



- 1 compteur, 2 décompteurs, une alarme par canal de décompteur
- 2 deux canaux simultanés, visualisation du temps de dépassement
- mémorisation du dernier temps programmé sur chaque canal
- béquille, clip de poche et dos magnétique
- construction robuste en plastique ABS

Compteur-décompteur	24 h
résolution	1 seconde
écran LCD	62 x 38 mm
chiffres	hauteur 13 mm
dimensions / poids	95 x 15 x 140 mm / 190 g
alimentation	1 pile 1,5 V
Compteur-décompteur	CMX21