

Micropipettes ePIPEY® électroniques motorisées

- pipette monocanal à affichage LCD
- dispositif d'éjection motorisé à puissance réglable
- partie inférieure autoclavable à +121°C
- 5 programmes mémorisés et paramétrage possible
- capacité : jusqu'à 1000 µl
- livré avec chargeur pour la batterie rechargeable



	référence	Prix HT
Micropipette 10 à 200 µl	BHB9020	

Micropipettes automatiques *mLine*

 **sartorius**

- ▶ micropipettes entièrement autoclavables
- ▶ ultra-légères : 77 g seulement
- ▶ **garantie 2 ans**

- micropipettes entièrement autoclavables sans démontage pour stérilisation à la vapeur à 121°C
- très faible force nécessaire au pipetage : 15 N seulement
- piston à déplacement amorti
- bouton de verrouillage du volume
- forme ergonomique de la poignée et de l'arceau
- isolation thermique de la poignée
- grand écran frontal pour l'affichage du volume : réglage et lecture faciles, convient pour droitiers ou gauchers
- **filtre SafeCone** : chaque pipette incorpore un filtre de protection qui empêche les aérosols ou les liquides d'atteindre les composants internes de la pipette (sauf modèles 3 µl et 10 µl)
- **système OptiLoad** : les embouts chargés de recevoir le cône sont montés sur ressort, ce mécanisme facilite la mise en place du cône, assure une étanchéité uniforme et facilite l'éjection
- chaque pipette est testée individuellement et subit un contrôle de qualité gravimétrique rigoureux et informatisé
- micropipettes livrées complètes avec certificat individuel, clé d'étalonnage et portoir individuel autocollant



volume	incréments	exactitude*	reproductibilité*	référence	Prix HT
100 à 1000 µl	1,00 µl	±1,00% / ±0,60%	±0,40% / ±0,20%	BHR1000	
500 à 5000 µl	10,00 µl	±2,00% / ±0,50%	±0,60% / ±0,20%	BHR5500	
1000 à 10000 µl	20,00 µl	±3,00% / ±0,60%	±0,60% / ±0,20%	BHR10000	

*Au volume min / max.

Supports pour pipettes



- portoir rotatif en plastique pour 6 pipettes monocanal



- portoir de table en acrylique pour 6 pipettes multicanaux ou 18 monocanaux (3 par emplacement)

	référence	Prix HT
Support rotatif plastique 6 places	SJ1212	
Support de table en plastique 6 pipettes	SJ1213	

Distributeur de cônes et microtubes

- moulé en polystyrène
- capacité environ 200 microtubes type Eppendorf® 1,5 ml
- longueur maximum des tubes : 76 mm
- dimensions (l x p x h) : 140 x 200 x 200 mm



	référence	Prix HT
Distributeur de cônes et microtubes	F11938	