

Distributeurs automatiques dTrite® et dFlow®

- ▶ volume de 0,01 ml à 99,99 ml
- ▶ agitation magnétique, titration et contrôle électronique, selon modèle



1



2

- conformes à la norme ISO 8655
- distribution automatique paramétrable
- écran digital LCD indépendant
- interface USB pour stocker et exporter les données
- volume maximal prélevé par le piston : 10 ml
- résolution 10 µl
- température admissible de +10°C à +30°C
- livrés avec 5 adaptateurs pour flacons : Ø45/40 mm, Ø45/32 mm, Ø45/38 mm, Ø32/25 mm et Ø32/28 mm

	distributeur standard dTrite®	distributeur avec agitation pour titration dFlow®
modes de distribution	standard / pas-à-pas	standard / pas-à-pas
précision	0,2% / 0,3%	0,2%
vitesses de titration	-	16 vitesses
agitation magnétique	-	5 vitesses : 350 - 400 - 450 - 550 - 600 tours/min
distributeurs automatiques	DG2300 1	DG2310 2

Flacons réservoirs pour distributeurs répétitifs



- en verre borosilicaté 3.3
- **remplissage sans retirer le distributeur** : un bouchon à vis placé sur le côté permet le remplissage sans retirer le distributeur
- **excellente stabilité des flacons, forme large** grâce à leur centre de gravité placé très bas
- filetage : GL45
- bague anti-goutte en PP
- modèle ambré pour les liquides sensibles à la lumière

référence	Prix HT
SJ8510 Flacon réservoir verre ambré 1 litre	
SJ8520 Flacon réservoir verre clair 2 litres 1	
SJ8530 Flacon réservoir verre ambré 2 litres 2	

Logiciel pour burettes, titrateurs, distributeurs Hirschmann®

- ▶ contrôle et calibration des appareils via un ordinateur
- ▶ création et gestion de bases de données de chaque utilisation de l'appareil



- modèles compatibles :
Burette Solarus®
titrateur Opus®
distributeur Opus®
distributeur Ceramus®
- contrôle et calibrage jusqu'à 4 appareils simultanément
- enregistrement sur l'ordinateur dans une base de données de tous les volumes mesurés ou distribués avec les appareils connectés
- enregistrement de programmes, de protocoles, etc.

référence	Prix HT
HL1305 Logiciel pour Windows®	
HL1304 Câble RS232	
HL1306 Câble USB	